





Manual de usuario

NeuronUP Evaluación



CONTROL DE VERSIONES			
Versión	Fecha	Revisión	Estado
1.0	05.02.2026	Creación del documento.	Vigente

Antes de utilizar este documento asegúrese de que está consultando la versión más actualizada del mismo.
Fecha de publicación: 02 de febrero de 2026.



Requisitos del Sistema

Navegador web: NeuronUP ha validado su funcionamiento con el navegador Google Chrome en las versiones actualizadas.

Otros navegadores como Mozilla Firefox, Edge o Safari pueden sufrir algún tipo de anomalía no detectada en pruebas de validación.

Configuración del Navegador: Para que la plataforma funcione correctamente, es necesario que el navegador tenga habilitado Javascript.

Es recomendable la aceptación de cookies y permitir el uso de almacenamiento local (localStorage), donde se guardarán las preferencias de usuario y otros datos de la sesión.

La plataforma no muestra publicidad; sin embargo, necesita comunicarse con servicios externos (registro de errores, métricas de uso, etc.). Algunos bloqueadores de anuncios o rastreadores pueden impedir estas conexiones. Si se detecta un funcionamiento anómalo, recomendamos permitir el dominio de NeuronUP en el bloqueador.

Conectividad a Internet: Para una experiencia fluida se recomienda una velocidad mínima de 10 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida por usuario. En caso de acceso simultáneo desde un mismo centro de trabajo, esta velocidad debe incrementarse según el número de usuarios concurrentes.


Se aconseja una conexión estable, preferentemente de tipo fibra óptica o ADSL para asegurar la continuidad del servicio y minimizar interrupciones.

Existen actividades con alta carga de contenido adicional, como los juegos y fichas digitales que incluyen imágenes, audios o vídeos. El tiempo de espera hasta la carga completa de la actividad puede verse incrementado si la velocidad de la conexión a internet es lenta o si el hardware de su ordenador no es suficientemente potente.

Tipo de Dispositivo: La plataforma está optimizada para ordenadores de escritorio, portátil y tablet. También se ha validado su funcionamiento en pantallas interactivas de hasta 65 pulgadas.

NeuronUP implementa un diseño web adaptable (Responsive Design). Algunas funcionalidades pueden requerir un Procesador Dual-Core o superior, 4 GB de RAM o superior para una experiencia fluida.

Software Adicional: NeuronUP genera documentos en formato PDF por lo que se recomienda instalar un lector específico para este tipo de archivos.





Advertencias



Precauciones

Los pacientes con epilepsia fotosensible diagnosticada o sospechada solo pueden usar el software bajo **supervisión de profesionales** o un cuidador responsable.

Algunas personas son sensibles a luces intermitentes, parpadeantes o patrones geométricos y pueden sufrir crisis epilépticas.

Si el **paciente experimenta malestar**, trastornos visuales o convulsiones, debe de **interrumpir el entrenamiento inmediatamente** y consultar a un médico.

Valore si es necesario que el paciente realice **descansos durante las sesiones para evitar fatiga mental**.



Información de contacto

Asistencia y soporte

Asistencia en problemas técnicos o dudas sobre el funcionamiento de NeuronUP:


- **Teléfono:** + 34 941 28 72 38
- **WhatsApp:** +34 676 84 29 14
- **Correo electrónico:** soporte@neuronup.com

Contacto NeuronUP SL.

- **Dirección:** C. Piqueras, 31, 5, planta, 26006 Logroño, La Rioja. España.
- **Teléfono:** + 34 941 28 72 38
- **Correo electrónico:** gestion@neuronup.com

Contacto protección de datos (DPO)


- **Teléfono:** + 34 941 28 72 38
- **Correo electrónico:** lopd@neuronup.com



¿Cómo utilizar NeuronUP Evaluación?

Este manual aporta información sobre los siguientes temas:

1. La plataforma: cómo acceder, información general, módulos
2. Crear y configurar un perfil de profesional
3. Crear y utilizar un perfil de usuario profano (para gestión de usuarios/pacientes/alumnos)
4. Test de evaluación
5. Baterías de evaluación
6. Resultados obtenidos
7. Informes
8. Recurso de apoyo



1. La plataforma

Cómo acceder, información general, módulos

Cómo acceder a NeuronUP

The screenshot shows the NeuronUP login interface. It includes a logo at the top, the text 'Iniciar Sesión', and two input fields: 'Usuario/Email *' and 'Contraseña *'. A link '¿Has olvidado tu contraseña?' is located below the password field. A blue button labeled 'INICIAR SESIÓN' is positioned below the link. At the bottom, there is a link '¿No trabajas con NeuronUP aún? Prueba gratuita de NeuronUP' and a footer with links for 'Política de privacidad', 'Aviso legal', 'Política cookies', and 'Condiciones de servicio'. A security notice at the very bottom states: 'Cuando trabajes en varios ordenadores, asegúrate de cerrar sesión al terminar. Esto protegerá tu cuenta y reducirá problemas por múltiples conexiones.'

Email →

Contraseña →

Recuperar la contraseña →

Para acceder a NeuronUP es necesario iniciar sesión en <https://app.neuronup.com/>.

Para ello se requieren las credenciales con las que estás registrado (**email** y **contraseña**).

En el caso de olvidar la contraseña, puede recuperarla a través del enlace "**¿Has olvidado tu contraseña?**", que se encuentra encima del botón "**Iniciar sesión**".



Es **fundamental no compartir la contraseña** para garantizar la confidencialidad tanto del profesional como de los usuarios con los que trabaja.

Si se sospecha que otra persona ha accedido a la contraseña, esta se puede modificar desde el perfil del profesional.

Para hacerlo, se accede al apartado 'Gestionar perfil profesional' haciendo clic sobre la foto de perfil.



NeuronUP Evaluación

INFORMACIÓN GENERAL

The screenshot displays the NeuronUP Evaluación interface. It features a top navigation bar with the NeuronUP logo, a user profile (André Ferreira), and a menu with options: Área de trabajo, Gestión de usuarios, Academy, and Administración. A language dropdown is set to Español, and there are icons for notifications, help, and user settings. A status bar indicates 'GRATIS POR TIEMPO LIMITADO'. A left sidebar contains a menu with 'Evaluación' (marked with a 'NEW' badge), 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The main content area is titled 'Evaluación' and includes a 'Próximos lanzamientos' section with five featured tests: Test de Stop Signal, Color Trails Test, Trail Making Test (TMT), Torre de Hanói, and Test de STROOP. Below this is a 'Baterías de evaluación' section with three battery options: Batería General SPAln (Speed of Processing Assessment Instrument), Batería de Velocidad Perceptivo-Motora (SPAln-VPM), and Batería de Memoria Operativa (SPAln-MO). Each battery card shows its duration, number of tests, and an 'Abrir batería' button. A chat icon at the bottom left is labeled 'Escribenos en el chat'.

1. Área de trabajo

2. Español

3. Evaluación

4. Escribenos en el chat


La pantalla y el menú lateral muestran distintos apartados, secciones u opciones según el módulo seleccionado.

1. Módulos de la plataforma
2. Notificaciones, preguntas frecuentes, acceso directo al perfil de profesional y **configuración de NeuronUP.**
3. Menú lateral
4. Chatear con soporte

En las siguientes páginas se describen en detalle los distintos módulos disponibles en NeuronUP Evaluación


NeuronUP Evaluación

MÓDULOS DE LA PLATAFORMA



Área de trabajo: Módulo principal de NeuronUP, donde se visualizan las actividades digitales y de papel de NeuronUP Rehab así como el apartado de Evaluación donde se encuentran los test.

Puedes navegar a través del menú lateral izquierdo.




Gestión de usuarios: Módulo donde se muestran los usuarios o pacientes registrados en el perfil del profesional, así como aquellos compartidos con otros compañeros.

NeuronUP Evaluación

MÓDULOS DE LA PLATAFORMA



Academy: Módulo que contiene vídeos de formación impartidos por expertos, con el objetivo de mantener al profesional permanentemente actualizado.



Administración: Módulo disponible únicamente para los profesionales con rol o perfil de administrador.

Muestra la información del centro, métodos de pago asociados a la cuenta, el listado de profesionales del centro, las facturas de NeuronUP y la gestión del plan actual.

Para más información, consulta el apartado *Administración* del manual.

Módulo: Área de trabajo



Área de trabajo de NeuronUP

1. VISTA GENERAL

The screenshot shows the NeuronUP 'Área de trabajo' (Work Area) interface. The top navigation bar includes 'neuronUP', 'Área de trabajo' (highlighted with callout 1), 'Gestión de usuarios', 'Academy', 'Administración', and a language dropdown set to 'Español' (callout 2). Below the navigation bar, the user 'André Ferreira' is logged in. The main content area is titled 'Evaluación' and features a 'GRATIS POR TIEMPO LIMITADO' badge. On the left, a sidebar menu (callout 5) lists 'Evaluación' (highlighted with callout 6), 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The main area displays 'Baterías de evaluación' (callout 3) with three cards: 'Batería General SPALn (Speed of Processing Assessment Instrument)', 'Batería de Velocidad Perceptivo-Motora (SPALn-VPM)', and 'Batería de Memoria Operativa (SPALn-MO)'. Below these are 'Tests de evaluación' (callout 4) with five cards: 'Test de velocidad motora (Finger Tapping)', 'Test de velocidad perceptivo-motora (Tiempo de reacción simple)', 'Test de velocidad de selección de respuesta', 'Test Go-No Go (SART)', and 'Test de búsqueda visual con interferencia'. At the bottom left, a chat icon indicates 'Escribenos en el chat' (callout 7).

1. Módulo 'Área de trabajo'

En el área de trabajo se visualiza lo siguiente:


- Idioma de los test.
- Baterías de evaluación.
- Test de evaluación.

Menú lateral:

- Filtro por usuario
- Evaluación, actividades, sesiones, programas, resultados digitales y recursos extra
- Chatear con soporte.

Área de trabajo de NeuronUP

2. IDIOMA DE LAS ACTIVIDADES / TEST, NOTIFICACIONES, PREGUNTAS FRECUENTES Y PERFIL DEL PROFESIONAL



Desde este desplegable puedes cambiar el **idioma de las baterías y los test de NeuronUP**.

Para cambiar el **idioma de la plataforma** al completo, haz clic en el enlace del final (1) y selecciona el idioma con el que desees ver la plataforma completa.


El idioma del contenido solo puedes cambiarlo desde esta pestaña.

El idioma de NeuronUP lo puedes cambiar:


- desde el enlace (1),
- desde la configuración de NeuronUP
- y mediante el perfil del profesional que veremos en los siguientes apartados.

Área de trabajo de NeuronUP

2. IDIOMA DE LAS ACTIVIDADES, NOTIFICACIONES, PREGUNTAS FRECUENTES Y PERFIL DEL PROFESIONAL




En el apartado de notificaciones puedes recibir alertas de tus usuarios y de la propia plataforma.



Al hacer clic en el icono de “Cómo trabajar con NeuronUP”, se abre el Centro de ayuda (<https://neuronup.com/centro-de-ayuda-de-neuronup/>) en el que encontrarás videos explicativos y el manual de uso.

Área de trabajo de NeuronUP

2. IDIOMA DE LAS ACTIVIDADES, NOTIFICACIONES, PREGUNTAS FRECUENTES Y PERFIL DEL PROFESIONAL



Gestionar el perfil del profesional te permite:

- hacer **cambios en tu contraseña**,
- añadir **información básica** de tu perfil como tu nombre
- añadir **información relevante** por ejemplo tu especialidad
- y añadir o eliminar los **usuarios con los que trabajas**.

En la configuración podrás cambiar el **idioma de la plataforma**, **cambiar el tema** a claro, oscuro o a alto contraste y encontrarás la **información legal de NeuronUP**.

Es muy importante que cada vez que finalices tu trabajo **cierres sesión** para no poner en riesgo la seguridad de tus datos y los de tus usuarios.

El **identificador de soporte** nos ayudará a identificarte sin que nos des datos sensibles.

Más detalles en las páginas de *Crear y configurar un perfil de profesional*.

Área de trabajo de NeuronUP

3. FILTRO POR USUARIO

The screenshot displays the 'Área de trabajo' (Work Area) of the NeuronUP application. On the left, a sidebar menu is visible with options like 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The 'Filtrar usuario' (Filter user) option is highlighted with an orange box. The main panel shows a 'FILTRAR USUARIO' (Filter user) section with a search bar and a dropdown menu set to 'Todos' (All). Below this, a list of users is displayed, including Alejandro González, Almudena Sánchez, André Ferreira, Andrea Santos, Andrés Sanchez, Carlos Fernández, Carmen Alonso, and Carmen Ferrando. At the bottom of the list, there is a '+ Nuevo usuario' (New user) button. The bottom status bar indicates 'Nº de usuarios: 15 / 18'.

Es importante **filtrar el usuario** y **seleccionar el perfil** correspondiente para que los **resultados** de cada intervención se registren correctamente y sea posible realizar un seguimiento de uso del usuario.

De esta forma, la **evolución del usuario** se reflejará en su perfil, lo que te permite ajustar mejor las intervenciones a sus necesidades.

Para filtrar por usuario, asegúrate de haber creado su perfil (consulta las páginas de "*Crear y utilizar un perfil de usuario profano*").


Módulo: Administración



Módulo de administración

1. CENTRO / EMPRESA

El módulo de Administración (1) está disponible únicamente para los **profesionales con perfil de administrador**.



En el apartado centro/empresa (2) tienes toda la información relacionada del centro. Incluye:

- **información relevante,**
- **datos de facturación**
- **y los responsables.**

Esta información puedes modificarla en cualquier momento.



Puedes **reforzar la seguridad** de acceso a NeuronUP, restringiendo el acceso a una IP y añadiendo la verificación en dos pasos para tus profesionales (3).

Para poder activar la verificación en dos pasos es necesario que todos los **perfiles de profesional** tengan un **email válido con el que poder identificarse** para acceder a NeuronUP.

Módulo de administración

1. CENTRO / EMPRESA

The screenshot shows the NeuronUP administration interface. The top navigation bar includes 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración' (highlighted). The left sidebar lists 'Centro / Empresa', 'Métodos de pago', 'Profesionales', 'Facturas', and 'Gestión de planes'. The main content area is titled 'Centro / Empresa' and contains a 'NeuronUP' logo section with 'Editar información básica' and an 'Información relevante' section. The 'Información relevante' section has two columns: 'Visualización de los usuarios' (Nombre) and '¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios?' (Usuario). Below these are 'Tipo' (Oficina/Gabinete) and 'Especialidad' (Envejecimiento normal). A button 'Editar información relevante' is highlighted with an orange box. A modal titled 'Editar información relevante' is open, showing the same fields with orange boxes and numbers 1 and 2 highlighting the 'Visualización de los usuarios' and '¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios?' fields respectively. A 'Guardar' button is at the bottom of the modal.

NeuronUP

Editar información básica

Información relevante

Visualización de los usuarios:
Nombre

¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios?:
Usuario

Tipo:
Oficina/Gabinete

Especialidad:
Envejecimiento normal

Editar información relevante

Editar información relevante

1

2

Visualización de los usuarios
Nombre

¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios?
Usuario

Tipo
Oficina/Gabinete

Especialidad
Envejecimiento normal

Guardar

En NeuronUP Rehab puedes elegir cómo denominar los **perfiles** de las personas sobre las que intervenir (2) :

- **usuarios,**
- **pacientes**
- **o alumnos.**

En este manual hacemos referencia a estos perfiles como **usuarios**.




Puedes identificar tus usuarios (1) por:

- datos personales, **nombre y apellido**
- o mantenerlos anonimizados por **código** (2).

Módulo de administración

2. MÉTODO DE PAGO




Para realizar pagos de forma automática, en este apartado (1), puedes añadir el **método de pago** que más te convenga.

En NeuronUP puedes realizar pagos de forma automática a través de tarjeta, PayPal, y Adeudo SEPA.

El método de pago lo puedes modificar y eliminar en cualquier momento.

Módulo de administración

3. PROFESIONALES



Desde el apartado **Profesionales** (1) puedes crear y ver los perfiles de los profesionales que trabajan en el centro.

La creación de perfiles independientes permite que cada profesional disponga de su **espacio de trabajo propio y diferenciado**.

Depende del plan que contrates, puedes tener **límite de perfiles de profesional**. Puedes ver los asientos libres y/u ocupados en el indicador (2).

Aprende a gestionar los perfiles de profesionales más adelante en "*Crear y configurar un perfil de profesional*".

Módulo de administración

4. FACTURAS

The screenshot displays the 'Facturas' (Invoices) section within the 'Administración' (Administration) module. The interface is divided into several sections:

- Sidebar (Left):** Contains navigation options: Centro / Empresa, Métodos de pago, Profesionales, **Facturas** (highlighted with an orange box and number 1), and Gestión de planes.
- Top Navigation Bar:** Includes 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'.
- Main Content Area:**
 - Facturas (2):** A section header with a search bar labeled 'Buscar factura'.
 - Meses NeuronUP2GO asignados (3):** A section header with a date range filter from '01/05/2025' to '30/11/2025'.
 - Table:** A table with columns: Fecha, Profesional, Usuario, and Meses. It lists five entries with dates, professional names, user names, and the number of months assigned (all set to 1).
- Footer:** Includes a chat button 'Escribenos en el chat' and a status indicator 'Nº de asignaciones: 15 / 23'.

En el apartado **Facturas** (1) se pueden consultar y filtrar las facturas emitidas por NeuronUP (2).

En la pestaña **Meses de NeuronUP2GO asignados** (3) se muestran todos los accesos que los profesionales han asignado a sus usuarios para que realicen sus intervenciones desde casa.

Módulo de administración

5. GESTIÓN DE PLANES

The screenshot displays the NeuronUP administration interface. The top navigation bar includes 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'. The left sidebar contains 'Centro / Empresa', 'Métodos de pago', 'Profesionales', 'Facturas', and 'Gestión de planes' (highlighted with an orange box and a red circle containing the number 1). The main content area is titled 'Gestión de planes' and shows 'Suscripción actual' and 'Mis planes'. Under 'Mis planes', there is a 'Licencia Premium (Gratis)' section containing 'Adultos + Kids digital', 'Adultos + Kids papel', and '10 profesionales'. Below this, there are three additional items: '30 profesionales extra (Gratis)', 'Próximamente (Extra) (Gratis)', and 'Presentación Investigación (Extra) (Gratis)'. On the right side of the main content area, there is a contact support box titled '¿En qué podemos ayudarte?' with the text 'Estamos aquí para ayudarte y resolverte cualquier duda que tengas. Si necesitas ayuda, contacta con nosotros a través de:' and contact information: '+34 601 71 96 99', '+34 941 287 238', 'gestion@neuronup.com', and 'Escribenos en el chat'.

En el apartado **Gestión de planes** (1) tienes toda la información de tu plan de NeuronUP.

Puedes editar o modificar el plan con el que trabajas en NeuronUP.

2. Crear y configurar un perfil de profesional

Tipos de perfiles profesionales de NeuronUP

Empleado

El perfil de empleado tiene **acceso al contenido** necesario para realizar sus intervenciones, pero no puede efectuar compras desde la aplicación ni gestionar los perfiles de otros profesionales.

Este perfil no tiene acceso a la pestaña Administración en NeuronUP.

Administrador

El perfil de administrador tiene **acceso únicamente al módulo de Administración**. Desde este módulo puede realizar compras, modificar planes, consultar facturas, añadir métodos de pago y gestionar profesionales.

Administrador + empleado

Este perfil tiene los dos roles y puede realizar **todas las acciones**.

Área de administración

CREAR UN PERFIL DE PROFESIONAL

The screenshot displays the NeuronUP administration interface. The top navigation bar includes 'Área de trabajo', 'Gestión de pacientes', 'Academy', and 'Administración'. The left sidebar contains 'Centro / Empresa', 'Métodos de pago', 'Profesionales' (highlighted with a blue box and a '1' in an orange circle), 'Facturas', and 'Gestión de planes'. The main content area is titled 'Profesionales' and shows a list of professional profiles. A 'Nuevo profesional' button (highlighted with a blue box and a '2' in an orange circle) is located at the bottom of the list. A modal form titled 'Nuevo profesional' is open, showing three steps: '1 Información básica', '2 Datos de acceso', and '3 Información relevante Opcional'. The 'Información básica' step includes fields for 'Nombre*' and 'Apellidos*', a photo upload section with a 'Subir imagen' button, and a grid of 12 profile icons. A 'Continuar' button is at the bottom of the form.

Para añadir un nuevo perfil profesional, en el módulo de administración desde el apartado 'Profesionales' (1), haz clic en el botón '**Nuevo profesional**' (2), completa los datos correspondientes y comparte las claves de acceso con la persona registrada.

Añadir al perfil de profesional los usuarios con los que trabaja

The screenshot displays the NeuronUP administration interface. On the left, a sidebar menu is visible with the 'Profesionales' (Professionals) option highlighted, marked with a red circle and the number 1. The main content area shows the profile of 'Raquel Gutiérrez'. Below the profile details, there is a section titled 'Usuarios con los que trabajo' (Users with whom I work) which includes a grid of user avatars and a red circle with a plus sign and the number 2, indicating where to click to add a user. A modal window titled 'Usuarios' (Users) is open, showing a search bar and a list of users: Alejandro González, Almudena Sánchez, André Ferreira, and Andrea Santos. The modal also includes a 'Guardar' (Save) button at the bottom.

En el módulo de Administración, apartado profesionales (1), selecciona un profesional del listado para ver al detalle.

En la sección '*Usuarios con los que trabajo*', **selecciona los usuarios con los que ese perfil profesional va a trabajar**. No importa si han sido creados por ese profesional o por otro.

Todos los profesionales del centro tienen acceso a los distintos usuarios.

Para añadir un usuario, se hace clic en el botón '+' (2), se busca el usuario correspondiente y se guarda la selección.

3. Crear y utilizar un perfil de usuario profano

para las personas que van a ser intervenidas por el profesional

Crear un usuario

1 **Gestión de usuarios**

2 **Nuevo usuario**

3 **Nuevo usuario**

4 **Área de trabajo**

5 **Filtrar usuario**

6 **Nuevo usuario**

Usuarios

Buscar usuario

Ver usuarios

Todos

Chris Taylor

Diane Thompson

Emma Simons

Gabriel Dubois

María Pascual

Paciente Assessment

Nº de usuarios: 15 / 401

Ningún usuario seleccionado

Selecciona un usuario del listado

o crea uno nuevo

Actividades

Actividades digitales

Actividades en papel

Sesiones

Programas

Resultados digitales

Recursos extra

Crear sesión a partir de estas actividades

Nº de usuarios: 14 / 14

Puedes **crear un perfil de usuario** desde:

- Módulo *Gestión de usuarios* (1), Nuevo usuario (2, 3).
- Módulo *Área de trabajo* (4), *filtro de usuario* (5), Nuevo usuario (6).

Crear un usuario

Nuevo usuario

1

Información básica

2

Diagnóstico
Opcional

3

Información relevante
Opcional

Nombre*

Apellidos*

Sube una foto o selecciona una imagen predeterminada

Subir imagen

Continuar

Paso 1. Información básica:

- Escribe **los datos básicos** del usuario:
 - nombre y apellidos,
 - o si está habilitada la identificación de usuarios por código, escribe el código identificativo correspondiente.
- Selecciona un **avatar** o sube una **imagen** que identifique al usuario.

Pulsa 'Continuar'.

Nuevo usuario

1

Información básica

2

Diagnóstico
Opcional

3

Información relevante
Opcional

Diagnóstico

1

Añadir diagnóstico

Diagnóstico

Escribe aquí...

Diagnósticos sugeridos

Trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer (DSM5-TR)

Síndrome de Down (CIE 11)

Epilepsia (CIE 11)

Defecto cognitivo leve (Escala de deterioro global (GDS))

Continuar

NeuronUP ofrece un amplio listado de diagnósticos dentro de la plataforma.

Puedes añadir más de un diagnóstico.

- Si el usuario aún no dispone de diagnóstico, se selecciona la opción '**Sin diagnosticar**' y, una vez definido, se edita desde su perfil.
- También se puede seleccionar la opción '**Persona sana**'.

Pulsa 'Continuar'.

Crear un usuario

1. GESTIÓN DE USUARIOS

Nuevo usuario

1

Información básica

2

Diagnóstico
Opcional

3

Información relevante
Opcional

Sexo	País de residencia España
Fecha de nacimiento	Lengua materna Español
Educación	Mano dominante

Finalizar

Paso 3. Información relevante:

Incluye los datos relevantes del usuario:

- sexo,
- país de residencia,
- fecha de nacimiento, lengua materna,
- nivel educativo
- y mano dominante.


Una vez completados estos campos, se hace clic en 'Finalizar'.

4. Test de evaluación



Test de evaluación

1 Tests de evaluación



2 1 min y 50 segs 2 subtests

3 Abrir test

Test de velocidad motora (Finger Tapping)
V. procesamiento

Esta prueba está inspirada en la tarea de Finger Tapping descrita por Strauss, Sherman y Spreen (2006). Se prevén 10 ensayos, 5 con cada mano, y quedará registrado en el protocolo inicial...

Para comenzar un test, ve al apartado **“Test de evaluación”** (1).


En el mismo listado, sobre la imagen previa, se muestra la duración estimada de aplicación del test (2) y si incluye subtest, así como cuántos.

Elige el test que deseas realizar y pulsa el botón **“Abrir test”** (3) para iniciar su ejecución.



Los test de evaluación deben realizarse bajo la supervisión de un profesional.

Test de evaluación



Desarrollado por: Periañez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M. En colaboración con: UNED / UCM

Test de velocidad motora (Finger Tapping)

V. procesamiento

Duración: 1 min y 50 segs

1 Descargar manual técnico 2

Esta prueba está inspirada en la tarea de Finger Tapping descrita por Strauss, Sherman y Spreen (2006). Se prevén 10 ensayos, 5 con cada mano, y quedará registrado en el protocolo inicial cuál es la mano dominante. Se utiliza como medida de velocidad motora.

Al finalizar, se obtendrán los valores PD, PT, PZ, PE y percentil para cada índice y puntuación registrada. Podrás guardar tu interpretación y observaciones en los resultados del protocolo

** Los resultados están validados únicamente para población española. Iremos incorporando progresivamente nuevos grupos poblacionales*

3 Se requiere supervisión del profesional durante la ejecución

▶ Empezar evaluación

Al pulsar **“Abrir test”**, aparece una ventana con el **nombre del test** y la **función cognitiva asociada**.

En esta ventana también se muestra la **duración del test**. Desde aquí, puedes descargar el **manual técnico** (1) o ver el **vídeo explicativo** de las instrucciones (2).

Para realizar el test, pulsa **“Empezar evaluación”** (3) o **“Continuar evaluación”** (4), en el caso de que el protocolo de evaluación esté activo.



Se requiere supervision del profesional durante la ejecución.

Test de evaluación


Antes de comenzar con el test seleccionado, aparece un formulario previo a la evaluación.

En este formulario, selecciona **cómo vas a interactuar con la aplicación durante el test** (1)

En las escalas del 1 (muy mal) al 7 (muy bien), indica el estado **ánimico del usuario y cómo ha dormido esta noche** (2).

Una vez seleccionadas todas las respuestas, pulsa el botón **“Continuar”** (3).

< Formulario previo a la evaluación

 Evaluación de 'André Ferreira' con 'Test de memoria operativa verbal 1-back'
Por favor, completa las siguientes preguntas. Esto nos ayudará a garantizar la precisión de los datos

1 ¿Cómo vas a interactuar con la aplicación durante el test?
Recuerda que no es aconsejable móvil, proyectores o pantallas superiores a 27 pulgadas

✓ Con teclado y ratón Con pantalla táctil

2 Estado anímico del usuario
Indica al usuario que valore su estado anímico en una escala del 1 (muy mal) al 7 (muy bien)



1 2 3 ✓ 4 5 6 7

Cómo ha dormido el usuario esta noche
Indica al usuario que valore su descanso nocturno en una escala del 1 (muy mal) al 7 (muy bien)

1 2 3 ✓ 4 5 6 7

3 Continuar


Test de evaluación



Después aparece la pantalla con la información del test correspondiente. Una vez leídas las instrucciones, pulsa el botón **“Empezar”** (1).

En la siguiente pantalla aparecen las instrucciones del test y el botón **“Practicar”** (2). Esto permite que el usuario realice una práctica antes de comenzar el test.

Una vez finalizada la práctica, aparece de nuevo la pantalla de instrucciones. Desde ahí, puedes practicar otra vez pulsando **“Practicar”** (3) o comenzar el test pulsando **“Empezar”** (4).



Baterías de evaluación

3. FORMULARIO POSTERIOR A LA EVALUACIÓN

The image shows two parts of a user interface. The top part is a completion screen with a green checkmark icon, the text "¡Muy bien!", "Has acabado.", and a "Continuar" button. An orange box with a "1" highlights the "Continuar" button. The bottom part is a "Formulario posterior a la evaluación" (Post-evaluation form) for "André Ferreira" with the test "Test Go-No Go (SART)". It contains two rating questions, each with a scale from 1 to 7. In the first question, "¿Qué tal cree que ha hecho el test?", the value 4 is selected. In the second question, "¿Cómo está de cansado/a?", the value 4 is also selected. An orange box with a "2" highlights the "Continuar" button at the bottom of the form.

¡Muy bien!
Has acabado.

1 Continuar

Formulario posterior a la evaluación

Evaluación de 'André Ferreira' con 'Test Go-No Go (SART)'
Por favor, completa las siguientes preguntas. Esto nos ayudará a garantizar la precisión de los datos

¿Qué tal cree que ha hecho el test?
Indica al usuario que valore su sensación subjetiva de rendimiento en una escala del 1 (muy mal rendimiento) al 7 (excelente rendimiento)

1 2 3 4 5 6 7

¿Cómo está de cansado/a?
Indica al usuario que valore su sensación de fatiga en una escala del 1 (extremadamente cansado) al 7 (nada de cansancio)

1 2 3 4 5 6 7

2 Continuar

Una vez finalizado el test, aparece una pantalla de cierre. Pulsa el botón **“Continuar”** (1).

Al pulsar ese botón, aparece un formulario posterior a la evaluación con preguntas similares al formulario previo. En las escalas del 1 (muy mal) al 7 (muy bien), indica cómo crees que el usuario ha realizado el test y su nivel de cansancio.

Una vez seleccionadas todas las respuestas, pulsa el botón **“Continuar”** (2).

5. Baterías de evaluación



Baterías de evaluación

The screenshot displays the 'Evaluación' (Evaluation) section of the neuronUP platform. The interface includes a top navigation bar with options like 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'. A sidebar on the left lists 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The main content area is titled 'Baterías de evaluación' and features three highlighted battery cards:

- Batería General SPaIn (Speed of Processing Assessment Instrument)**: A conjunto de 10 tareas de tiempos de reacción dirigidas a evaluar la velocidad de procesamiento y la eficiencia cognitiva. Incluye medidas como el tiempo medio de respuesta,...
- Batería de Velocidad Perceptivo-Motora (SPaIn-VPM)**: Conjunto de 3 tareas enfocadas en la evaluación de la velocidad perceptiva y motora. Mide la rapidez para percibir estímulos y emitir respuestas motoras. Analiza tiempos de reacción, fatiga,...
- Batería de Memoria Operativa (SPaIn-MO)**: Conjunto de 4 tareas que evalúan la memoria de trabajo verbal y espacial. Valora la capacidad para retener, manipular y actualizar información en tiempo real. Incluye métricas de...

Below these, the 'Tests de evaluación' section shows five individual test cards:

- Test de velocidad motora (Finger Tapping)**: Esta prueba está inspirada en la tarea de Finger Tapping descrita por Strauss, Sherman y Spreen (2006). Se prevén 10 ensayos, 5 con cada mano, y quedará registrado en el protocolo inicial cuál es la mano...
- Test de velocidad perceptivo-motora (Tiempo de reacción simple)**: Tarea inspirada en las clásicas tareas de TR Simple (p.ej. Reicker, Tombaugh, Walker & Freedman, 2007), consiste en dar respuesta a un estímulo lo más rápido posible. Se utiliza como medida de los...
- Test de velocidad de selección de respuesta**: Tarea inspirada en la tarea de TR de Elección de Chiaravallotti, Christodoulou, Demaree & DeLuca (2003), consiste en seleccionar la respuesta adecuada a cada estímulo, respondiendo con la izquierda si...
- Test Go-No Go (SART)**: Tarea inspirada en el paradigma SART (Robertson et al., 1997), se utiliza como medida de estrategia-inhibición de respuesta. Tarea Go-No go.
- Test de búsqueda visual con interferencia**: Tarea inspirada en uno de los paradigmas de Neisser (1964). Consiste en responder con la izquierda cuando un estímulo (una serie de seis letras), incluya la letra 'Z'. En caso contrario, hay que...

Las **baterías** son agrupaciones predeterminadas de test que sirven como guía para realizar baterías de evaluación.



Las baterías de evaluación tiene que realizarse bajo la supervisión de un profesional.
Recuerda revisar la batería para que sea adecuada a tu usuario.

Baterías de evaluación

1. INICIAR BATERÍA DE EVALUACIÓN

The screenshot displays the neuronUP web application interface. On the left, a sidebar menu contains options like 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Filtrar usuario', shows a list of users with their names and last access dates. The right panel, titled 'Baterías de evaluación', displays a grid of available tests. Each test card includes an icon, a title, a brief description, and an 'Abrir batería' button. The interface is in Spanish and includes a top navigation bar with options like 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'.

Para iniciar una batería de test, **selecciona un usuario del listado (1)**. Sin un usuario seleccionado, no es posible comenzar el protocolo de evaluación.

Una vez seleccionado el usuario, se abre la plataforma de evaluación.

En el apartado **“Baterías de evaluación” (2)**, pulsa el botón **“Abrir batería” (3)** para seleccionar la batería con la que deseas trabajar.

Las baterías aparecen por defecto con un orden establecido, pero el profesional puede seleccionar otro orden de administración de los test según las necesidades del usuario al que se le realice el protocolo de evaluación.

Baterías de evaluación

1. INICIAR BATERÍA DE EVALUACIÓN

neuronUP

Área de trabajo Gestión de usuarios Academy Administración

André Ferreira Evaluación

GRATIS POR TIEMPO LIMITADO

Baterías de evaluación

1. Abrir batería

Tests de evaluación

2. Descargar manual técnico

3. Empezar evaluación

Desarrollado por: Periañez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M. En colaboración con: UNED, UCM

Batería General SPAln (Speed of Processing Assessment Instrument)

M. trabajo V. procesamiento A. selectiva

Duración: 30 mins y 20 segs

Conjunto de 10 tareas de tiempos de reacción dirigidas a evaluar la velocidad de procesamiento y la eficiencia cognitiva. Incluye medidas como el tiempo medio de respuesta, el equilibrio velocidad-precisión y el coste de reinicio.

Al finalizar, se obtendrán los valores PD, PT, PZ, PE y percentil para cada índice y puntuación registrada. Podrás guardar tu interpretación y observaciones en los resultados del protocolo

* Los resultados están validados únicamente para población española. Iremos incorporando progresivamente nuevos grupos poblacionales

Se requiere supervisión del profesional durante la ejecución

Una vez pulsado el botón “Abrir batería” (1), aparece un desplegable con la descripción de la batería. En el botón **“Descargar manual técnico”** (2) se puede descargar el manual técnico, destinado a la definición y al uso de los test, así como el índice de cada uno de ellos. Una vez descargado el manual técnico, pulsa el botón **“Empezar evaluación”** (3) para comenzar el protocolo de evaluación.

Los resultados de estas evaluaciones están validados únicamente para población española. Iremos incorporando progresivamente nuevos grupos poblacionales.



Se recomienda estudiar el manual técnico antes de comenzar cualquier batería, protocolo o test.

Baterías de evaluación

1. INICIAR BATERÍA DE EVALUACIÓN

< Contenido de la batería ×

Batería General SPAln (Speed of Processing Assessment Instrument)
Para una evaluación precisa se recomienda seguir el orden de los test. Omitir alguno puede afectar a los índices generados
30 mins y 20 segs

Elige el test por el que deseas empezar

✓ **Test de velocidad motora (Finger Tapping)**
1 min y 50 segs 2 subtests

Test de velocidad perceptivo-motora (Tiempo de reacción simple)
3 mins

Test Go-No Go (SART)
1 min y 30 segs

Test de velocidad de selección de respuesta
2 mins

Test de búsqueda visual con interferencia
4 mins

Test de memoria operativa verbal 1-back
3 mins y 30 segs

Continuar

Aparece una segunda pantalla con el contenido de la batería.

En esta pantalla, **selecciona el test con el que deseas comenzar el protocolo de evaluación**. Se puede elegir cualquier test que aparezca en el listado de test de evaluación.


Desde esta misma pantalla, se pueden **eliminar los test** que no se quieran realizar en este protocolo de evaluación (1).

Una vez seleccionado el test inicial, pulsa el botón **“Continuar”** (2).

Baterías de evaluación

2. FORMULARIO PREVIO A LA EVALUACIÓN

< Formulario previo a la evaluación

 Evaluación de 'André Ferreira' con 'Test de memoria operativa verbal 1-back'
Por favor, completa las siguientes preguntas. Esto nos ayudará a garantizar la precisión de los datos

1 ¿Cómo vas a interactuar con la aplicación durante el test?
Recuerda que no es aconsejable móvil, proyectores o pantallas superiores a 27 pulgadas

☒ Con teclado y ratón ☐ Con pantalla táctil

2 Estado anímico del usuario
Indica al usuario que valore su estado anímico en una escala del 1 (muy mal) al 7 (muy bien)

1 2 3 ☒ 4 5 6 7

Cómo ha dormido el usuario esta noche
Indica al usuario que valore su descanso nocturno en una escala del 1 (muy mal) al 7 (muy bien)

1 2 3 ☒ 4 5 6 7

3 Continuar

Antes de comenzar con el test seleccionado, aparece un formulario previo a la evaluación.


En este formulario, se pregunta:

- **cómo se va a interactuar con la aplicación durante el test (1),**
- **En las escalas del 1 (muy mal) al 7 (muy bien), indicar el estado anímico del usuario y cómo ha dormido esta noche (2).**

Una vez seleccionadas todas las respuestas, pulsa el botón **“Continuar” (3).**

Baterías de evaluación


3. TEST EN LA BATERÍA DE EVALUACIÓN



Al iniciar un test, aparece la pantalla con la información del test correspondiente. Una vez leídas las instrucciones, pulsa el botón **“Empezar”** (1).



En la siguiente pantalla aparecen las instrucciones del test y el botón **“Practicar”** (2). Esto permite que el usuario realice una práctica antes de comenzar el test.

Una vez finalizada la práctica, aparece de nuevo la pantalla de instrucciones. Desde ahí, puedes practicar otra vez pulsando **“Practicar”** o comenzar el test pulsando **“Empezar”** (3).



Baterías de evaluación

3. TEST EN LA BATERÍA DE EVALUACIÓN



Dentro de un test

Accede al **menú** pulsando el botón de la parte inferior izquierda. Hay diferentes opciones disponibles:

- **Pantalla completa** (1).
- **Sonido de la actividad** (2).
- **Pizarra** (3): esta opción hace posible **dibujar encima del test** a modo de pizarra para que puedas reforzar la explicación a tu usuario.
- Ajustes de **accesibilidad** (4):

Opciones de **color**, si tu usuario lo necesita, puedes ajustar el contraste, la saturación y el brillo.

Opciones de **cursor**, puedes cambiar el tamaño, poner el cursor de alto contraste y desactivar el cursor de NeuronUP para usar el predeterminado de tu sistema.

Baterías de evaluación

4. FORMULARIO POSTERIOR A LA EVALUACIÓN

The image shows two parts of a user interface. The top part is a completion screen with a green checkmark icon, the text "¡Muy bien!", "Has acabado.", and a "Continuar" button. An orange circle with the number "1" highlights the "Continuar" button. The bottom part is a form titled "Formulario posterior a la evaluación". It contains a user profile icon and the text "Evaluación de 'André Ferreira' con 'Test Go-No Go (SART)'". Below this, it asks "¿Qué tal cree que ha hecho el test?" and "¿Cómo está de cansado/a?". Both questions have a scale from 1 to 7, with the number 4 selected in both. An orange circle with the number "2" highlights the "Continuar" button at the bottom of the form.

¡Muy bien!
Has acabado.

1 Continuar

Formulario posterior a la evaluación

Evaluación de 'André Ferreira' con 'Test Go-No Go (SART)'
Por favor, completa las siguientes preguntas. Esto nos ayudará a garantizar la precisión de los datos

¿Qué tal cree que ha hecho el test?
Indica al usuario que valore su sensación subjetiva de rendimiento en una escala del 1 (muy mal rendimiento) al 7 (excelente rendimiento)

1 2 3 4 5 6 7

¿Cómo está de cansado/a?
Indica al usuario que valore su sensación de fatiga en una escala del 1 (extremadamente cansado) al 7 (nada de cansancio)

1 2 3 4 5 6 7

2 Continuar

Una vez finalizado el test, aparece una pantalla de cierre. Pulsa el botón **"Continuar"** (1).

Al pulsar ese botón, aparece un formulario posterior a la evaluación con preguntas similares al formulario previo.

En las escalas del 1 (muy mal) al 7 (muy bien), valora cómo crees que el usuario ha realizado el test y su nivel de cansancio.

Una vez seleccionadas todas las respuestas, pulsa el botón **"Continuar"** (2).

Baterías de evaluación

Contenido del protocolo de evaluación

Elige el test por el que deseas continuar

✓ Test de velocidad motora (Finger Tapping)
1 min y 50 segs 2 subtests

Test de velocidad perceptivo-motora (Tiempo de reacción simple)
3 mins

Test Go-No Go (SART)
1 min y 30 segs ✓ Completado

Test de velocidad de selección de respuesta
2 mins

Test de búsqueda visual con interferencia
4 mins

Test de memoria operativa verbal 1-back
2 mins y 30 segs

Test de memoria operativa verbal 2-back
2 mins y 30 segs

Test de memoria operativa espacial 1-back
2 mins y 30 segs

Test de memoria operativa espacial 2-back
2 mins y 30 segs

Test de flexibilidad cognitiva (task switching)
8 mins

Continuar evaluación

Volver al listado de evaluaciones

Al terminar un test de la batería, vuelve a aparecer el listado de los test incluidos en este protocolo de evaluación. En este listado, puedes continuar con la evaluación en el orden establecido o seleccionar el test que deseas aplicar a continuación.

En la parte inferior, puedes elegir entre **“Continuar evaluación”** (2), para seguir trabajando con el protocolo, o **“Volver al listado de evaluaciones”** (3), para regresar a la pantalla inicial con todos los test y evaluaciones.


1

2

Continuar evaluación

Volver al listado de evaluaciones

Baterías de evaluación




Si vuelves a la pantalla inicial, en la parte superior aparece un banner con el protocolo activo en ese momento.

Desde este recuadro, puedes:

- **Ver resultados** (2)
- Crear un **nuevo informe** (3)
- **Finalizar evaluación** (4)
- **Continuar** con la evaluación (5)

En este apartado también se muestra desde cuándo está iniciado el protocolo, quién lo ha iniciado y cuántos test quedan para finalizar el protocolo activo.



Baterías de evaluación

En el botón **“Ver resultados”** (1) se pueden consultar los resultados de los test realizados hasta ese momento del protocolo de evaluación activo.

En el botón **“Interpretación de las puntuaciones”** (2) se puede descargar un documento pdf de apoyo para interpretar los resultados de ese test en concreto. En este apartado también se pueden consultar las respuestas del **formulario previo y del formulario posterior a la evaluación**. (3)

En el apartado **“Observaciones de la evaluación”** (4) se puede escribir la información necesaria sobre la evaluación. Desde este apartado, también se puede generar una **interpretación automática mediante IA**. (5)

Desde esta pantalla, se puede pulsar **Continuar** o **“Crear un nuevo informe”*** (6).

Para más información sobre cómo crear un informe, ir al punto “7. Informes”



Los resultados de esta prueba tienen un valor exclusivamente exploratorio y están dirigidos a la investigación y reflexión profesional. No constituyen un diagnóstico ni deben emplearse como base única para la intervención clínica.

Protocolo de evaluación activo
Desde 8 de enero de 2026
Iniciado por: Carmen -

Test por completar: 9

1 **Ver resultados** Nuevo informe Finalizar evaluación Continuar evaluación

Resultados de evaluación **Protocolo activo**

Resultado del protocolo de evaluación de "André Ferreira"
Desde 29 ene 2026, 10:34:38
Iniciado por: Carmen -
1 tests terminados

Test Go-No Go (SART)
Fecha: 29 ene 2026, 10:34:38

Puntuación	PD	PZ	PT	PE	Pct
Aciertos	0	-3.5	15	1	5
Omisiones	45	-3.5	15	1	5
Falsas alarmas	0	3	80	19	99
Fatiga del TR en aciertos	0	0	50	10	49
Discriminación	-1	-3.5	15	1	5

2 **Interpretación de las Puntuaciones**

Formulario previo a la evaluación

¿Cómo vas a interactuar con la aplicación durante el test? Con teclado y ratón

Estado anímico del usuario 4 / 7

Cómo ha dormido el usuario esta noche 4 / 7

Formulario posterior a la evaluación

4 **Observaciones de la evaluación**

5 **Generar interpretación con IA** **AI PRO**

Los resultados de esta prueba y su interpretación con IA tienen un valor exclusivamente exploratorio y están dirigidos a facilitar la investigación y la reflexión profesional. No constituyen un diagnóstico ni deben emplearse como base única para la intervención clínica.

6 **Continuar**

Nuevo informe

Protocolo de evaluación

The screenshot shows the 'Protocolo de evaluación activo' interface. It includes a top navigation bar with tabs for 'eficiencia cognitiva', 'estimulos y emitir respuestas motoras', and 'manipular y actualizar información en'. The main area displays a list of tests under 'Tests de evaluación', including 'Test breve de Atención Auditiva', 'Color Trails Test', 'Test de Atención Continua (CPT)', 'Test de Stroop', and 'Test de Stop Signal'. A modal window titled 'Contenido del protocolo de evaluación' is open, showing a list of tests to be included in the protocol. The tests listed are 'Test de Atención Continua (CPT)' (15 mins), 'Test de Stroop' (3 mins), 'Test de Stop Signal' (10 mins), and 'Tarea de los globos (Balloon Analog Risk Task - BART)' (5 mins). The 'Continuar' button at the bottom of the modal is highlighted with a red box and the number 5.

1. Botón "Abrir test" (+) para añadir tests al protocolo.

2. Botón "Test por completar" para acceder a la lista de tests del protocolo.

3. Texto "Test en protocolo activo" que indica que un test ya está incluido en el protocolo.

4. Botón "Empezar evaluación" para iniciar el protocolo.

5. Botón "Continuar" en la modal de configuración del protocolo.

Desde el apartado "Test de evaluación" se pueden añadir test y crear un **protocolo de evaluación personalizado**:

Pulsando el botón "+" (1), el test seleccionado se añade automáticamente al protocolo de evaluación activo.

Pulsando en la parte superior de la pantalla, donde aparece el texto "**Test por completar**" (2), se accede a la lista de test del protocolo.

- Desde esta lista, se puede:
 - Seleccionar con qué test continuar el protocolo.
 - Eliminar test del protocolo.
- Los test ya incluidos en el protocolo activo aparecen identificados con el texto "**Test en protocolo activo**" (3).

El protocolo de evaluación se puede iniciar de dos formas:

- Pulsando el botón "**Empezar evaluación**" (4).
- Desde el apartado "**Test por completar**", pulsando el botón "**Continuar**" (5).

6. Resultados



Resultados

The screenshot shows the 'Gestión de usuarios' (User Management) interface. On the left, a sidebar lists users: André Ferreira, Daniela Cruz, Julen López, Manuel Sánchez, María Hernández, and Sofía Romero. The main area displays evaluation results for 'NeuronUP2GO'. It lists four evaluation protocols, each with a 'Ver resultados' (View results) button and a trash icon. At the bottom, there is a section for 'Informes' (Reports) with a 'Nuevo informe' (New report) button.

1. **Gestión de usuarios** (User Management) tab in the top navigation bar.

2. **Usuarios con los que trabajo** (Users I work with) list on the left sidebar.

3. **Resultados de evaluación** (Evaluation results) section in the main area.

4. **Ver resultados** (View results) button for a specific evaluation protocol.

5. **Ver resultados** button with a trash icon for deleting results.

6. **Nuevo informe** (New report) button in the 'Informes' section.

Para ver los resultados de la evaluación*, accede a **“Gestión de usuarios”** (1) y **selecciona el usuario** del que deseas consultar los resultados (2).

Una vez dentro del perfil, baja hasta el apartado **“Resultados de evaluación”** (3). En este apartado se muestran los resultados de cada una de las baterías y test realizados. Para acceder a ellos, pulsa **“Ver resultados”** (4). Desde esta misma pantalla, se pueden **borrar resultados** (5) y **generar informes** (6).

Para ver cómo crear un informe estándar, consulta el apartado 5 *“Informes”*.

**Cada test lleva asociado un manual de ayuda para la interpretación de los índices y los resultados obtenidos.*



La batería no evalúa por sí misma, sino que es el profesional quien, a partir de su criterio clínico, realiza la interpretación y toma decisiones.

Estas herramientas están a disposición del profesional para apoyar la evaluación y facilitar interpretaciones adecuadas en base a su conocimiento.

7.Informes



Informes

1. **Gestión de usuarios**

2. **Nuevo informe**

Usuarios

Buscar usuario

Ver usuarios: Todos

Usuarios con los que trabajo

- André Ferreira
- Daniela Cruz
- Julen López
- Manuel Sánchez
- María Hernández
- Sofía Romero

Resultados de evaluación

Desde 8/1/26
Protocolo activo

Protocolo de evaluación 1
1 test terminado

Desde 8/1/26 hasta 8/1/26
Protocolo de evaluación 2
1 test terminado

Desde 7/1/26 hasta 8/1/26
Protocolo de evaluación 3
1 test terminado

Desde 14/10/25 hasta 17/11/25
Protocolo de evaluación 4
1 test terminado

Ver resultados

Informes 0/5

2. **Nuevo informe**

Tratamientos

Cuando el protocolo de evaluación se ha finalizado, el profesional puede acceder al informe desde el perfil del usuario en el módulo **"Gestión de usuarios"** (1).

Selecciona un usuario del listado (2).

Pulsa **"Generar informes"** (3). Los pasos son los mismos que los explicados anteriormente desde el punto **"5. Informes."**

Si el protocolo de evaluación está activo, se puede generar el informe desde el recuadro superior de la plataforma, pulsando **"Nuevo informe"** (4).



La batería no evalúa por sí misma, sino que es el profesional quien, a partir de su criterio clínico, realiza la interpretación y toma decisiones.

Estas herramientas están a disposición del profesional para apoyar la evaluación y facilitar interpretaciones adecuadas en base a su conocimiento.

Protocolo de evaluación activo

Desde 8 de enero de 2026

Iniciado por: Carmen -

Test por completar: 9

Ver resultados

4. **Nuevo informe**

Finalizar evaluación

Continuar evaluación

Informes

Al pulsar “**nuevo informe**”, aparece un recuadro para añadir la información básica, como la **fecha del informe** (1), **nombre del informe** (2) y la **anamnesis** (3).

Se puede incluir información adicional, como las **herramientas utilizadas** y las **observaciones** (4).

Una vez completada la información, pulsa “**continuar**” (5).

Nuevo informe

1 Anamnesis 2 Contenido 3 Funciones 4 Conclusiones

Información básica:

1 Fecha del informe
07/01/2026

2 Nombre del informe*

3 Anamnesis*

5 Continuar

4 Información adicional:

Título de las observaciones

Herramientas utilizadas

Observaciones

Informes

Nuevo informe

1 Anamnesis 2 Contenido 3 Funciones 4 Conclusiones

Información de NeuronUP del informe:

Información requerida

☒ Información relevante

☒ Diagnóstico

Resultados de evaluación:

Elige los resultados de los protocolos de evaluación que quieres incluir en el informe

☒ Desde 8/1/26 Protocolo activo

☒ **Protocolo de evaluación 1**

☐ Índices ☒ 1 de 1 tests ☐ Observaciones

☐ Desde 7/1/26 hasta 8/1/26

☐ **Protocolo de evaluación 2**

1 test terminado

☐ Desde 14/10/25 hasta 17/11/25

☐ **Protocolo de evaluación 3**

1 test terminado

Resultados de rehabilitación:

Intervalo: Últimos 3 meses

Agrupación: Día

☒ Número de actividades trabajadas, días trabajados, horas trabajadas

☒ Mostrar impacto de las funciones cognitivas en el score

☐ Tratamientos

☐ Incluir actividades recomendadas

Continuar

En el apartado de **contenido**, selecciona los resultados de los protocolos que deseas incluir en el informe.

Marca en el recuadro el check del **protocolo o test que quieres añadir** (1). En este apartado también se pueden consultar los resultados de ese protocolo de evaluación.

También se pueden incluir los resultados de la rehabilitación. Para ello:

- Selecciona el **intervalo** (2) y la **agrupación** (3).
- Indica si deseas **mostrar** el número de actividades trabajadas, días trabajados y horas trabajadas (4).
- Activa la opción para mostrar el **impacto de las funciones cognitivas en el score** (5).
- Incluye los **tratamientos** (6).
- Incluye las **actividades recomendadas** (7).

Informes

Nuevo informe

1 Anamnesis 2 Contenido 3 Funciones 4 Conclusiones

Funciones cognitivas trabajadas :

Selecciona las funciones que deseas analizar para que aparezcan en el informe

General ☒ Incluir en el informe Score de General: 28

100
75
50
25
0

1/10/25 22/10/25 5/11/25 19/11/25 3/12/25 17/12/25 31/12/25

1 Análisis

2 ☒ Incluir en el informe

V. procesamiento ☒ Incluir en el informe Score de V. procesamiento: 13

Orientación ☒ Incluir en el informe Score de Orientación: 50

Atención ☒ Incluir en el informe Score de Atención: 12

Memoria ☒ Incluir en el informe Score de Memoria: 20

Continuar

Nuevo informe

1 Anamnesis 2 Contenido 3 Funciones 4 Conclusiones

Conclusiones:

Utiliza este campo para anotar cualquier elemento que creas que resulte de interés; observaciones, comentarios, análisis sobre la evolución del usuario o interpretación y recomendaciones.

4 Título de las conclusiones

5 Orientaciones terapéuticas

6 Conclusiones del informe

6 Generar conclusiones con *IA  Pro

7 Generar Informe

En el apartado de **funciones**, selecciona las funciones que deseas analizar para que aparezcan en el informe. En el recuadro de **análisis** (1), puedes añadir un análisis y elegir si deseas **incluirlo en el informe** (2).

En el apartado de **conclusiones** (3), anota cualquier elemento que resulte de interés: observaciones, comentarios, análisis sobre la evaluación del usuario, interpretación y recomendaciones.

Para ello, añade un **título** (4) y completa las **conclusiones** (5).

También puedes generar **conclusiones con IA** pulsando el botón correspondiente (6).

Una vez completados todos los apartados, pulsa el botón **"Generar informe"** (7) para generar el informe.

8. Recursos de apoyo



Recursos de apoyo

Centro de ayuda - documentación en diferente formato que te ayudará a conocer la plataforma en profundidad:

<https://neuronup.com/centro-de-ayuda-de-neuronup/>

FAQs - consulta las dudas más frecuentes actualizadas:

<https://neuronup.com/faq-preguntas-frecuentes/>

Recursos para profesionales - contenido para impulsar el uso de NeuronUP: presentaciones, imágenes, recordatorios para tus usuarios, logotipo de NeuronUP para que puedas compartirlo en tu web, casos de uso...

<https://neuronup.com/recursos/>

<https://neuronup.com/descargas/>

Newsletter - email semanal con noticias, recursos, casos clínicos, webinars y formaciones, etc.

<https://neuronup.com/newsletter/>

NeuronUP Talks - podcast dirigido a profesionales:

<https://neuronup.com/podcast-neuronup-talks/>

NeuronUP Academy - academia de formación en neurorrehabilitación:

<https://neuronup.com/neuronup-academy/>

NeuronUP Labs - herramientas para investigadores:

<https://neuronup.com/neuronup-labs/>

