





Benutzerhandbuch

NeuronUP Assessment



VERSIONSKONTROLLE			
Version	Datum	Überarbeitung	Status
1.0	12.02.2026	Erstellung des Dokuments.	Gültig

Bevor Sie dieses Dokument verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuellste Version davon konsultieren.
Veröffentlichungsdatum: 12. Februar 2026.



Systemanforderungen

Webbrowser: NeuronUP hat seine Funktionsfähigkeit mit der aktuellen Version von Google Chrome validiert.

Andere Browser wie Mozilla Firefox, Edge oder Safari können unter Umständen nicht erkannte Anomalien aufweisen, die während der Validierungsprüfungen nicht identifiziert wurden.

Browserkonfiguration: Damit die Plattform ordnungsgemäß funktioniert, muss JavaScript im Browser aktiviert sein.

Es wird empfohlen, Cookies zuzulassen und die Nutzung des lokalen Speichers (localStorage) zu gestatten, in dem Benutzerpräferenzen und weitere Sitzungsdaten gespeichert werden.

Die Plattform zeigt keine Werbung an; sie benötigt jedoch die Kommunikation mit externen Diensten (Fehlerprotokollierung, Nutzungsmetriken usw.). Einige Werbe- oder Tracking-Blocker können diese Verbindungen verhindern. Bei festgestellten Funktionsanomalien empfehlen wir, die Domain von NeuronUP im Blocker zuzulassen.

Internetverbindung: Für eine reibungslose Nutzung wird eine Mindestgeschwindigkeit von 10 Mbit/s im Download und 5 Mbit/s im Upload pro Benutzer empfohlen.

Bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Benutzer innerhalb derselben Einrichtung sollte die Bandbreite entsprechend der Anzahl gleichzeitiger Verbindungen erhöht werden.

Eine stabile Internetverbindung, vorzugsweise über Glasfaser oder ADSL, wird empfohlen, um die kontinuierliche Verfügbarkeit des Dienstes sicherzustellen und Unterbrechungen zu minimieren.


Einige Aktivitäten enthalten eine hohe Menge an zusätzlichen Inhalten, wie Spiele und digitale Arbeitsblätter, die Bilder, Audios oder Videos integrieren. Die Ladezeit bis zum vollständigen Aufbau der Aktivität kann sich verlängern, wenn die Internetverbindung langsam ist oder die Hardware Ihres Computers nicht ausreichend leistungsfähig ist.

Gerätetyp: Die Plattform ist für Desktop-Computer, Laptops und Tablets optimiert.

Ihre Funktionsfähigkeit wurde zudem auf interaktiven Displays bis zu 65 Zoll validiert.

NeuronUP verwendet ein responsives Webdesign (Responsive Design). Für eine flüssige Nutzung können bestimmte Funktionen einen Dual-Core-Prozessor oder höher sowie mindestens 4 GB RAM erfordern.

Zusätzliche Software: NeuronUP erzeugt Dokumente im PDF-Format; daher wird die Installation eines geeigneten PDF-Readers empfohlen.





Warnungen



Vorsichtsmaßnahmen

Patienten mit diagnostizierter oder vermuteter photosensitiver Epilepsie dürfen die Software nur unter Aufsicht von Fachleuten oder einer verantwortlichen Pflegeperson verwenden.

Manche Menschen reagieren empfindlich auf blinkende, flackernde Lichter oder geometrische Muster und können epileptische Anfälle erleiden.

Wenn der Patient Unwohlsein, Sehstörungen oder Krämpfe verspürt, sollte er das Training sofort abbrechen und einen Arzt konsultieren.

Wert, wenn es notwendig ist, dass der Patient während der Sitzungen Pausen einlegt, um geistige Ermüdung zu vermeiden.



Kontaktinformationen

Support und Unterstützung

Unterstützung bei technischen Problemen oder Fragen zur Funktionsweise von NeuronUP:


- **E-Mail:** neuronup.de@neuronup.com

Kontakt zum Hersteller: NeuronUP SL

- **Adresse:** C. Piqueras 31, 5. Etage, 26006 Logroño, La Rioja, Spanien
- **Telefon:** +34 941 28 72 38
- **E-Mail:** gestion@neuronup.com

Kontakt zum Datenschutzbeauftragten (DPO)


- **Telefon:** + 34 941 28 72 38
- **E-Mail:** lop@neuronup.com



Wie verwendet man NeuronUP Assessment?

Dieses Handbuch enthält Informationen zu folgenden Themen:

1. Die Plattform: Zugang, allgemeine Informationen, Module
2. Erstellen und Konfigurieren eines professionellen Profils
3. Ein Laien-Benutzerprofil erstellen und verwenden (zur Verwaltung von Benutzern/Patienten/Schülern)
4. Bewertungstest
5. Testbatterien
6. Erzielte Ergebnisse
7. Berichte
8. Unterstützungsangebot



1. Die Plattform

Wie Sie zugreifen, Allgemeine Informationen, Module

Zugang zu NeuronUP

neuronUP

Enter

Email → Username/Email *

Password → Password *

Recover password → Have you forgotten your password?

ENTER

Are you still not working with NeuronUP?
Free trial of NeuronUP

Privacy Policy Legal Disclaimer Cookies policy Terms and Conditions

When working on multiple computers, make sure to log out when you're done. This will protect your account and reduce issues caused by multiple connections.

Passwort wiederherstellen <https://app.neuronup.com/> erforderlich.

Dafür werden die bei der Registrierung hinterlegten Zugangsdaten benötigt (**E-Mail** und **Passwort**).


Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es über den Link „**Haben Sie Ihr Passwort vergessen?**“ wiederherstellen. Dieser befindet sich oberhalb der Schaltfläche „**Anmelden**“.



Es ist von entscheidender Bedeutung, das Passwort nicht weiterzugeben, um die Vertraulichkeit sowohl der Fachkraft als auch der betreuten Nutzer zu gewährleisten.


Wenn der Verdacht besteht, dass eine andere Person Zugang zum Passwort erlangt hat, kann dieses im Profil der Fachkraft geändert werden.

Um dies zu tun, rufen Sie den Bereich „Professionelles Profil verwalten“ auf, indem Sie auf das Profilbild klicken.



NeuronUP Rehab

ALLGEMEINE INFORMATIONEN




Der Bildschirm und das seitliche Menü zeigen je nach ausgewähltem Modul unterschiedliche Bereiche, Abschnitte oder Optionen an.

1. Module der Plattform
2. Benachrichtigungen, häufig gestellte Fragen, Direktzugriff auf das Professional-Profil und die allgemeinen **Einstellungen von NeuronUP.**
3. Seitliches Menü
4. Chat mit dem Support


Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen in NeuronUP Rehab verfügbaren Module im Detail beschrieben.

NeuronUP Rehab

MODULE DER PLATTFORM




Arbeitsbereich: Hauptmodul von NeuronUP Rehab, in dem die verfügbaren Aktivitäten für den Einsatz während der Interventionen angezeigt werden.




Benutzerverwaltung: Modul, in dem die im Profil der Fachkraft registrierten Nutzer bzw. Patienten sowie diejenigen angezeigt werden, die mit anderen Kolleginnen und Kollegen geteilt wurden.

NeuronUP Rehab

MODULE DER PLATTFORM



Academy: Modul, das von Fachleuten erstellte Fortbildungsvideos enthält, mit dem Ziel, die kontinuierliche Aktualisierung der Kompetenzen der Fachkräfte sicherzustellen.



Administration: Modul, das ausschließlich für Fachkräfte mit Administratorrolle bzw. Administratorprofil verfügbar ist.

Es zeigt die Informationen der Einrichtung, die mit dem Konto verknüpften Zahlungsarten, die Liste der Fachkräfte des Zentrums, die NeuronUP-Rechnungen sowie die Verwaltung des aktuellen Tarifs.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Administration* dieses Handbuchs.

Modul: Arbeitsbereich



Arbeitsbereich von NeuronUP

1. Gesamtübersicht

The screenshot displays the NeuronUP 'Arbeitsbereich' (Working Area) interface. The top navigation bar includes 'Working Area', 'Client Management', 'Academy', and 'Administration'. The user profile 'Manuel García' is visible in the top left. The main content area shows three test battery cards: 'SPAIIn (Speed of Processing Assessment Instrument)', 'Perceptual-Motor Speed Battery (SPAIIn-PMS)', and 'Working Memory Battery (SPAIIn-WM)'. The bottom section displays five individual assessment tests: 'Brief Test of Auditory Attention', 'Color Trails Test', 'Continuous Performance Test (CPT)', 'Stroop Test', and 'Stop Signal Task'. A chat input field is located at the bottom left.

Modul „Arbeitsbereich“ Im Arbeitsbereich werden die folgenden Elemente angezeigt:


1. Testsprache
2. Testbatterien
3. Eignungstests

Seitenmenü:

4. Nach Benutzer filtern
5. Bewertung, Aktivitäten, Sitzungen, Programme, digitale Ergebnisse und zusätzliche Ressourcen
6. Mit dem Support chatten

Arbeitsbereich von NeuronUP

2. SPRACHE DER AKTIVITÄTEN, BENACHRICHTIGUNGEN UND PROFESSIONAL-PROFIL




Über dieses Dropdown-Menü können Sie die **Sprache der NeuronUP-Aktivitäten ändern**.

Um die **Sprache der gesamten Plattform** zu ändern, klicken Sie auf den untenstehenden Link (1) und wählen Sie die gewünschte Sprache für die vollständige Plattformoberfläche aus.

Die Sprache der Inhalte kann ausschließlich über diese Registerkarte geändert werden.


Die Sprache von NeuronUP können Sie ändern:

- über den Link (1),
- über die NeuronUP-Konfiguration,
- sowie über das Professional-Profil, das in den folgenden Abschnitten erläutert wird.




Arbeitsbereich von NeuronUP

2. SPRACHE DER AKTIVITÄTEN, BENACHRICHTIGUNGEN UND PROFESSIONAL-PROFIL




Im Bereich „Benachrichtigungen“ können Sie Mitteilungen von Ihren Nutzern sowie von der Plattform selbst erhalten.



Arbeitsbereich von NeuronUP

2. SPRACHE DER AKTIVITÄTEN, BENACHRICHTIGUNGEN UND PROFESSIONAL-PROFIL



Die Verwaltung des Professional-Profiles ermöglicht es Ihnen:


- Ihr **Passwort zu ändern**,
- **grundlegende Informationen** zu Ihrem Profil hinzuzufügen, wie z. B. Ihren Namen,
- **relevante Angaben** zu ergänzen, etwa Ihre Fachrichtung,
- sowie Nutzer hinzuzufügen oder zu entfernen, mit denen Sie arbeiten.

In den Einstellungen können Sie die **Sprache der Plattform** ändern, das **Design auf hell**, dunkel oder hohen Kontrast umstellen und die rechtlichen **Informationen von NeuronUP** einsehen.

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich nach Abschluss Ihrer Arbeit immer abmelden, um die Sicherheit Ihrer Daten und der Daten Ihrer Nutzer nicht zu gefährden.

Die **Support-ID** hilft uns, Sie zu identifizieren, ohne dass Sie uns sensible Daten mitteilen müssen.

More details can be found in the pages on Creating and Configuring a Professional Profile.



Arbeitsbereich von NeuronUP


8. FILTER NACH NUTZER

The screenshot displays the NeuronUP interface. On the left, a navigation menu is visible with the 'Filter Patient' option highlighted by an orange box. The main area shows the 'Working Area' with a 'FILTER PATIENT' section. This section includes a search bar, a dropdown menu for 'NeuronUP2GO Access' set to 'All', and a list of patients: Patient 01, Patient 02, Chris Taylor, and Diane Thompson. A '+ New Patient' button is located at the bottom of the list. The status bar at the bottom right indicates 'No. of Patients: 14 / 14'. In the background, the 'Administration' view is partially visible, showing a search bar and a dropdown menu for 'Age' set to 'All'.

Es ist wichtig, den **Nutzer zu filtern** und das entsprechende Profil auszuwählen, damit die Ergebnisse jeder Intervention korrekt registriert werden und eine Nachverfolgung der Nutzung möglich ist.

Auf diese Weise **spiegelt sich die Entwicklung** des Nutzers in den Grafiken seines NeuronUP Score wider, was Ihnen ermöglicht, die Interventionen besser an seine Bedürfnisse anzupassen.

Um nach Nutzer zu filtern, stellen Sie sicher, dass sein Profil bereits erstellt wurde (siehe Abschnitt „Erstellen und Verwenden eines Laiennutzer-Profiles“).



Modul: Administration



Administrationsmodul

1. ZENTRUM / UNTERNEHMEN

Das Administrationsmodul (1) steht ausschließlich Fachkräften mit Administratorprofil zur Verfügung.

The screenshot displays the NeuronUP Administration interface. The top navigation bar includes 'Working Area', 'Patient Management', 'Academy', and 'Administration'. The left sidebar contains 'Facility / Company', 'Payment Methods', 'Professionals', 'Invoice', and 'Plan management'. The main content area shows the 'Facility / Company' settings for 'NeuronUP', including sections for 'Relevant information' (Client View, Name, Type, Office, Specialty, Normal aging) and 'Billing Information' (VAT number, Phone Number, Address, Postal code). A 'Security and access' panel is highlighted, showing options for 'Restrict access by network' and 'Two-step verification'.

Im Bereich Zentrum/Unternehmen (2) finden Sie alle relevanten Informationen zu Ihrer Einrichtung. Dieser Abschnitt umfasst:

- **wichtige Angaben,,**
- **Rechnungsdaten**
- sowie die verantwortlichen Personen.

Diese Informationen können Sie jederzeit bearbeiten.



Sie können die Zugriffssicherheit auf NeuronUP erhöhen, indem Sie den Zugang auf eine bestimmte IP-Adresse beschränken und die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Fachkräfte aktivieren (3).

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren zu können, müssen alle Professional-Profile über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen, mit der sie sich bei NeuronUP identifizieren können.

Administrationsmodul

1. ZENTRUM / UNTERNEHMEN

The screenshot shows the 'Administration' tab in the NeuronUP interface. The main content area is titled 'Facility / Company' and contains a 'NeuronUP' logo placeholder and a 'Relevant information' section. The 'Relevant information' section includes fields for 'Client View: Name' (set to 'Patient') and 'How would you like to name your Clients?' (set to 'Patient'). Below these are fields for 'Type: Office' and 'Specialty: Normal aging'. A red box highlights the 'Edit relevant information' button, which opens a modal dialog box. The dialog box has a title 'Edit relevant information' and a close button. It contains five dropdown menus: 'Client View' (set to 'Name'), 'How would you like to name your Clients?' (set to 'Patient'), 'Type' (set to 'Office'), and 'Specialty' (set to 'Normal aging'). A red circle with the number '1' is next to the 'Name' dropdown, and a red circle with the number '2' is next to the 'Patient' dropdown. At the bottom of the dialog is a blue 'Save' button.

In NeuronUP Rehab können Sie festlegen, wie die **Profile der Personen**, mit denen gearbeitet wird, bezeichnet werden sollen (2):

- **Nutzer**,
- **Patienten**
- oder **Schüle**.

In diesem Handbuch beziehen wir uns auf diese Profile als **Nutzer**.




Sie können Ihre Nutzer (1) anhand folgender Kriterien identifizieren:

- persönliche Daten, Name und Nachname oder
- anonymisiert über einen **Code** (2).

Administrationsmodul

2. ZAHLUNGSMETHODE




The screenshot displays the NeuronUP Administration interface. The top navigation bar includes 'Working Area', 'Patient Management', 'Academy', and 'Administration'. The left sidebar contains a menu with 'Facility / Company', 'Payment Methods' (highlighted with an orange box and a '1' in a circle), 'Professionals', 'Invoice', and 'Plan management'. The main content area is titled 'Payment Methods' and features a central graphic of a smartphone, a clock, and a credit card. Below the graphic, the text reads: 'You have not added any payment method' and 'Please add at least one method of payment to continue working with NeuronUP'. Two '+ Add payment method' buttons are visible: one in the top right corner and one centered below the text. A chat box at the bottom left says 'Write us in our chat'.

Um automatische Zahlungen durchzuführen, können Sie in diesem Bereich (1) die für Sie passende Zahlungsmethode hinzufügen.

In NeuronUP können automatische Zahlungen per Kreditkarte, PayPal und SEPA-Lastschrift erfolgen.

Die Zahlungsmethode kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.



Administrationsmodul

3. FACHKRÄFTE

The screenshot displays the 'Administration' section of the Neuron UP software. The left sidebar contains a menu with 'Professionals' highlighted, marked with a red circle and the number '1'. The main content area is titled 'Professionals' and shows a list of six professionals (Prof 01 to Prof 06) on the left. The right side of the main area displays a large card with a person icon and the text 'No Professional Selected', 'Select a professional from the list', and 'or create new'. A red circle and the number '2' highlight the 'No. of Professionals 61 / 70' and 'New Professional' button in the top right corner of the main area. The bottom of the main area shows 'No. of Professionals: 15 / 61'.

Im Bereich **Fachkräfte** (1) können Sie die Profile der im Zentrum tätigen Fachpersonen erstellen und einsehen.

Die Erstellung separater Profile ermöglicht es jeder Fachkraft, über einen eigenen, individuell abgegrenzten Arbeitsbereich zu verfügen.

Je nach dem von Ihnen abgeschlossenen Tarif kann die Anzahl der Professional-Profile begrenzt sein.

Die verfügbaren und/oder belegten Plätze können Sie in der Anzeige (2) einsehen.

Weitere Informationen zur Verwaltung der Professional-Profile finden Sie im Abschnitt „Erstellen und Konfigurieren eines Professional-Profils“.

Administrationsmodul

4. RECHNUNGEN


The screenshot displays the 'Administration' module in NeuronUP, specifically the 'Invoice' page. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options: Facility / Company, Payment Methods, Professionals, Invoice (highlighted with a callout '1'), and Plan management. The main content area features a search bar for 'Search Invoice' and two date filters: 'Start Date' (05/01/2025) and 'End Date' (11/30/2025). The main content area is divided into two tabs: 'Invoice' (highlighted with a callout '2') and 'NeuronUP2GO Months Assigned' (highlighted with a callout '3'). Below the tabs is a table with the following data:

Date	Professional	Patient	Months
Nov 13, 2025, 10:39:30 AM	anonymous	anonymous	1
Nov 7, 2025, 12:19:01 PM	anonymous	anonymous	1
Nov 6, 2025, 1:41:40 PM	anonymous	anonymous	1
Nov 5, 2025, 10:12:13 AM	anonymous	anonymous	1
Oct 28, 2025, 1:18:40 PM	anonymous	anonymous	1

At the bottom of the page, there is a chat button labeled 'Write us in our chat' and a status indicator 'No. of Assignments: 15 / 24'.

Im Bereich **Rechnungen** (1) können die von NeuronUP ausgestellten Rechnungen eingesehen und gefiltert werden (2).

Im **Reiter Zugewiesene NeuronUP2GO-Monate** (3) werden alle Zugänge angezeigt, die von den Fachkräften ihren Nutzern zugewiesen wurden, damit diese ihre Interventionen von zu Hause aus durchführen können.



Administrationsmodul

5. TARIFVERWALTUNG

The screenshot displays the NeuronUP Administration interface. The top navigation bar includes 'Working Area', 'Patient Management', 'Academy', and 'Administration'. The left sidebar contains menu items: 'Facility / Company', 'Payment Methods', 'Professionals', 'Invoice', and 'Plan management', which is highlighted with an orange box and a '1' in a circle. The main content area is titled 'Plan management' and shows 'Current Subscription' and 'My Plans'. Under 'My Plans', there is a 'Premium License (Free)' section containing 'Adults + Kids digital', 'Adults + Kids paper', and '10 professionals'. Below this, there are '60 extra professionals (Free)' and 'Test NeuronUP (Extra) (Free)'. A help box on the right asks 'How can we help you?' and provides contact information: '+34 601 71 96 99', '+1 (305) 424-8333', 'neuronup.us@neuronup.com', and a 'Write us in our chat' link. A chat button is also visible in the bottom left corner.

Im Bereich Tarifverwaltung (1) finden Sie alle Informationen zu Ihrem NeuronUP-Tarif.

Sie können den Tarif, mit dem Sie in NeuronUP arbeiten, bearbeiten oder ändern.

2. Erstellen und Konfigurieren eines Professional-Profiles



Arten von Professional-Profilen in NeuronUP

Mitarbeiter

Das Mitarbeiterprofil hat Zugriff auf die Inhalte, die für seine Interventionen erforderlich sind, kann aber keine Einkäufe über die App tätigen oder die Profile anderer Fachkräfte verwalten.


Dieses Profil hat keinen Zugriff auf die Registerkarte Verwaltung in NeuronUP.

Administrator

Das Administratorenprofil hat nur Zugriff auf das Verwaltungsmodul. Über dieses Modul können Sie Einkäufe tätigen, Pläne ändern, Rechnungen einsehen, Zahlungsmethoden hinzufügen und Fachleute verwalten.

+ Administrator Mitarbeiter

Dieses Profil hat beide Rollen und kann alle Aktionen ausführen.



Administrationsbereich

PROFESSIONAL-PROFIL ERSTELLEN

The screenshot displays the 'Administration' module of the Neuron UP system. The left sidebar contains navigation options: Facility / Company, Payment Methods, Professionals (highlighted with a blue box and a '1' in an orange circle), Invoice, and Plan management. The main content area is titled 'Professionals' and shows a list of existing professionals (Prof 01 to Prof 06) and a 'New Professional' button (highlighted with a blue box and a '2' in an orange circle). A modal window titled 'New Professional' is open, showing a three-step process: 1. Basic information (Name*, Surname*), 2. Access data, and 3. Relevant information (Optional). The 'Basic information' step is currently active. The form includes fields for Name and Surname, a photo upload section with a 'Upload Photo' button, and a 'Continue' button at the bottom.

Um ein neues berufliches Profil hinzuzufügen, klicken Sie im Verwaltungsmodul unter dem Abschnitt „Fachleute“ (1) auf die Schaltfläche „Neuer Fachmann“ (2), füllen Sie die entsprechenden Daten aus und teilen Sie die Zugangsdaten mit der registrierten Person.

Dem Professional-Profil die Nutzer hinzufügen, mit denen gearbeitet wird

The screenshot shows the 'Administration' module of the neuronUP system. The 'Professionals' section is selected in the left sidebar (marked with a red circle '1'). The main area displays a list of professionals and a detailed profile for 'Prof 02'. The 'Patients' modal window is open, showing a search bar and a list of patients working with Alberto (marked with a red circle '2'). The modal also includes a 'Save' button at the bottom.

Im Modul Verwaltung, Abschnitt Fachkräfte (1), wählen Sie eine Fachkraft aus der Liste aus, um sie im Detail anzusehen.

Wählen Sie im Abschnitt „Benutzer, mit denen ich zusammenarbeite“ die Benutzer aus, mit denen dieses berufliche Profil zusammenarbeiten wird. Es spielt keine Rolle, ob sie von diesem oder einem anderen Fachmann erstellt wurden.


Alle Fachkräfte des Zentrums haben Zugang zu den verschiedenen Nutzern.

Um einen Benutzer hinzuzufügen, klickt man auf die Schaltfläche „+“ (2), sucht den entsprechenden Benutzer und speichert die Auswahl.

3. Erstellen und Verwenden eines Laiennutzer-Profiles



für die Personen, die von der Fachkraft behandelt werden sollen

Einen Nutzer erstellen



Sie können ein Benutzerprofil erstellen von:

- Módulo *Gestión de usuarios* (1), Nuevo usuario (2, 3). Benutzermanagement-Modul (1), Neuer Benutzer (2, 3).
- Módulo *Área de trabajo* (4), *filtro de usuario* (5), Nuevo usuario (6). Modul Arbeitsbereich (4), Benutzerfilter (5), Neuer Benutzer (6).



Einen Nutzer erstellen

New Patient

1 Basic information — 2 Diagnosis Optional — 3 Relevant information Optional

Name*

Surname*

Upload a photo or select a default image


Upload Photo

Continue

Schritt • Grundlegende Informationen:

- Geben Sie die grundlegenden Benutzerdaten ein:
 - Vor- und Nachname,
 - oder geben Sie den entsprechenden Identifizierungscode ein, falls die Benutzeridentifizierung per Code aktiviert ist.
- Wählen Sie einen Avatar oder laden Sie ein Bild hoch, das den Benutzer identifiziert.

Klicken Sie auf „Weiter“.



Einen Nutzer erstellen

1. BENUTZERVERWALTUNG

New Patient

1 Basic information — 2 Diagnosis Optional — 3 Relevant information Optional

Diagnosis

1 Add Diagnosis

Continue

Diagnosis

Write Here...

Suggested Diagnoses

- Major neurocognitive disorder due to Alzheimer's disease (DSM5-TR)
- Down syndrome (ICD 11)
- Epilepsy (ICD 11)
- Mild cognitive impairment (Global Deterioration Scale (GDS))

Schritt • Diagnose:


NeuronUP bietet eine umfangreiche Liste von Diagnosen innerhalb der Plattform an.

Suchen Sie die entsprechende Diagnose für den Benutzer und wählen Sie Diagnose hinzufügen (1), um zu bestätigen.

Sie können mehr als eine Diagnose hinzufügen.

- Wenn der Benutzer noch keine Diagnose hat, wird die Option „Nicht diagnostiziert“ ausgewählt und nach der Definition über sein Profil bearbeitet.
- Sie können auch die Option „Gesunde Person“ auswählen.

Klicken Sie auf „Weiter“.



Einen Nutzer erstellen

1. BENUTZERVERWALTUNG

New Patient

1 Basic information — 2 Diagnosis Optional — 3 Relevant information Optional

Gender	Country of residence Spain
Birthdate	Native language Spanish
Education	Dominant hand


Finish

Schritt ▪ Relevante Informationen:

Enthält die relevanten Benutzerdaten:

- Land des Wohnsitzes,
- Geburtsdatum,
- Muttersprache,
- Bildungsniveau
- und dominante Hand.

Nachdem diese Felder ausgefüllt wurden, klicken Sie auf „Fertigstellen“.



4. Bewertungstest



Bewertungstest.

1

Assessment tests

The screenshot displays a grid of assessment tests. A red box labeled '1' highlights the 'Assessment tests' header. A red box labeled '2' highlights the '1 min 50 secs' and '2 subtests' information for the 'Motor Speed Test (Finger Tapping)'. A red box labeled '3' highlights the 'Open test' button for the same test.

Motor Speed Test (Finger Tapping)
Processing Speed
This test is based on the Finger Tapping task described by Strauss, Sherman, and Spreen (2006). A total of 10 trials are planned, 5 with each hand, and the dominant hand is recorded in the initial protocol. It is used as a measure of...

Perceptual-Motor Speed Test (Simple Reaction Time)
Processing Speed, Sustained A., Selective A.
This task is inspired by classic Simple Reaction Time tasks (e.g., Reicker, Tombaugh, Walker & Freedman, 2007), and consists of responding to a stimulus as quickly as possible. It is used to measure basic perceptual...

Response Selection Speed Test
Processing Speed, Decision Making, Sustained A.
This task is inspired by the Choice Reaction Time task by Chiaravallotti, Christodoulou, Demaree & DeLuca (2003). It involves selecting the correct response for each stimulus: respond with the left hand if a square appears...

Visual Search Test with Interference
Inhibition, Selective A., Processing Speed
This task is inspired by one of Neisser's paradigms (1964). It consists of responding with the left hand when the stimulus (a string of six letters) contains the letter 'Z'. Otherwise, respond with the right hand.

Spatial Working Memory Test 1-back
Working M., Processing Speed, Spatial Relation
The 1-back task is a working memory test in which the participant must indicate whether the current location matches the one presented immediately before. It assesses the ability to maintain recently perceived...

Spatial Working Memory Test 2-back
Working M., Processing Speed, Spatial Relation
The 2-back task is a working memory test in which the participant must indicate whether the current spatial location matches the one presented two positions earlier. It assesses the ability to retain visuospatial...

Motor Speed Test (Finger Tapping)
Processing Speed
This test is based on the Finger Tapping task described by Strauss, Sherman, and Spreen (2006). A total of 10 trials are planned, 5 with each hand, and the dominant hand is recorded in the initial protocol. It is used as a measure of...

Um einen Test zu starten, gehen Sie zum Abschnitt **„Bewertungstests“** (1).


In derselben Liste wird oberhalb des Vorschaubildes die **geschätzte Dauer** der Testdurchführung angezeigt (2) sowie ob der Test **Subtests** enthält und wie viele.

Wählen Sie den Test aus, den Sie durchführen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **„Test öffnen“** (3), um ihn zu starten.



Bewertungstests müssen unter der Aufsicht einer Fachkraft durchgeführt werden.

Bewertungstests





Developed by: **Periáñez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M** In collaboration with: **UNED / UCM**

Motor Speed Test (Finger Tapping)

Processing Speed


Duration: 1 min 50 secs


1  Technical Manual  2

This test is based on the Finger Tapping task described by Strauss, Sherman, and Spreen (2006). A total of 10 trials are planned, 5 with each hand, and the dominant hand is recorded in the initial protocol. It is used as a measure of motor speed.

At the end, RS, Z, T, SS and percentile values will be obtained for each index and recorded score. You can save your interpretation and observations in the protocol results

** The results are validated only for the Spanish population. We will progressively add new population groups*

 Professional supervision is required during execution

3  ▶ Start assessment

Bevor Sie mit dem ausgewählten Test beginnen, erscheint ein Formular vor der Bewertung.

In diesem Formular wählen Sie aus, wie Sie während des Tests mit der Anwendung interagieren werden (1).

Auf den Skalen von 1 (**sehr schlecht**) bis 7 (**sehr gut**) geben Sie die Stimmung des Nutzers an und wie er in der vergangenen Nacht geschlafen hat (2).


Nachdem Sie alle Antworten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“ (3).



Während der Durchführung ist die Aufsicht durch eine Fachkraft erforderlich.

Bewertungstests

< Pre-assessment form

 Assessment of 'André Ferreira' with 'Go-No Go Test (SART)'
Please complete the following questions. This will help us provide reliable indexes

1 How will you interact with the application during the test?
Remember that using a mobile phone, projectors, or screens larger than 27 inches is not advisable

With keyboard and mouse With touch screen

2 User's mood
Ask the user to rate their mood on a scale from 1 (very bad) to 7 (very good)

1 2 3 4 5 6 7

How the user slept last night
Ask the user to rate their night rest on a scale from 1 (very bad) to 7 (very good)

1 2 3 4 5 6 7




3 Continue

Bevor Sie mit dem ausgewählten Test beginnen, erscheint ein Formular vor der Bewertung.

In diesem Formular wählen Sie aus, wie Sie während des Tests mit der Anwendung interagieren werden (1). Auf den Skalen von 1 (**sehr schlecht**) bis 7 (**sehr gut**) geben Sie die Stimmung des Nutzers an und wie er in der vergangenen Nacht geschlafen hat (2).

Nachdem Sie alle Antworten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“ (3).

Bewertungstests



Anschließend erscheint der Bildschirm mit den Informationen zum entsprechenden Test. Nachdem Sie die Anweisungen gelesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Starten“** (1). Im nächsten Bildschirm werden die Testanweisungen sowie die Schaltfläche **„Üben“** (2) angezeigt. Dadurch kann der

Nutzer eine Übung durchführen, bevor der Test beginnt. Nach Abschluss der Übung erscheint erneut der Bildschirm mit den Anweisungen. Von dort aus können Sie erneut üben, indem Sie auf **„Üben“** (3) klicken, oder den Test starten, indem Sie auf **„Starten“** (4) klicken.

Bewertungsbatterien

3. FORMULAR NACH DER BEWERTUNG

Very good!
You finished.

1

Continue

Post-assessment form

Assessment of 'André Ferreira' with 'Go-No Go Test (SART)'
Please complete the following questions. This will help us provide reliable indexes

How well do you think you did on the test?
Ask the user to rate their subjective sense of performance on a scale from 1 (very poor performance) to 7 (excellent performance)

1 2 3 4 5 6 7

How tired are you?
Ask the user to rate their feeling of fatigue on a scale from 1 (extremely tired) to 7 (not tired at all)

1 2 3 4 5 6 7

2

Continue

Nach Abschluss des Tests erscheint ein Abschlussbildschirm. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ (1).

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, erscheint ein Formular nach der Bewertung mit Fragen, die dem vorherigen Formular ähneln.

Auf den Skalen von 1 (**sehr schlecht**) bis 7 (**sehr gut**) geben Sie an, wie Sie die Testdurchführung des Nutzers einschätzen und wie hoch sein Ermüdungsgrad ist. Nachdem Sie alle Antworten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ (2).

5. Bewertungsbatterien



Bewertungsbatterien

The screenshot displays the 'Assessment' section of the neuronUP platform. The top navigation bar includes 'Working Area', 'Client Management', 'Academy', and 'Administration'. The user 'André Ferreira' is logged in. The main content area is divided into 'Assessment batteries' and 'Assessment tests'.

Assessment batteries:

- SPAIN (Speed of Processing Assessment Instrument):** Battery composed of 10 reaction time tasks aimed at assessing information processing speed and cognitive efficiency. Includes measures such as mean response time, speed-accuracy. (30 mins, 20 secs, 10 tests)
- Perceptual-Motor Speed Battery (SPAIN-PMS):** Battery consisting of 3 tasks designed to evaluate perceptual and motor speed. Measures the speed of perceiving stimuli and issuing motor responses. Analyzes reaction times, motor fatigue, and... (6 mins, 50 secs, 3 tests)
- Working Memory Battery (SPAIN-WM):** Battery consisting of 4 tasks that evaluate verbal and spatial working memory. Assesses the ability to retain, manipulate, and update information in real time. Includes repetition metrics... (10 min, 4 tests)

Assessment tests:

- Motor Speed Test (Finger Tapping):** Processing Speed. This test is based on the Finger Tapping task described by Strauss, Sherman, and Spreen (2006). A total of 10 trials are planned, 5 with each hand, and the dominant hand is recorded in the initial protocol. It is... (1 min, 50 secs, 2 subtests)
- Perceptual-Motor Speed Test (Simple Reaction Time):** Processing Speed, Sustained Attn., Selective Attn. This task is inspired by classic Simple Reaction Time tasks (e.g., Reicker, Tombaugh, Walker & Freedman, 2007), and consists of responding to a stimulus as quickly as possible. It is used to measure basic perceptual... (3 min)
- Response Selection Speed Test:** Processing Speed, Decision Making, Sustained Attn. This task is inspired by the Choice Reaction Time task by Chiaravalloti, Christodoulou, Demaree & DeLuca (2003). It involves selecting the correct response for each stimulus: respond with the left hand if a square... (2 min)
- Go-No Go Test (SART):** Inhibition, Processing Speed, Selective Attn. This task is based on the SART paradigm (Robertson et al., 1997) and is used to assess response inhibition strategy. It is a Go-No-Go task. (1 min, 30 secs)
- Visual Search Test with Interference:** Inhibition, Selective Attn., Processing Speed. This task is inspired by one of Neisser's paradigms (1964). It consists of responding with the left hand when the stimulus (a string of six letters) contains the letter 'Z'. Otherwise, respond with the right... (4 min)

Batterien sind vordefinierte Gruppierungen von Tests, die als Leitfaden für die Durchführung von Bewertungsbatterien dienen.



Bewertungsbatterien müssen unter der Aufsicht einer Fachkraft durchgeführt werden.

Denken Sie daran, die Batterie zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie für Ihren Nutzer geeignet ist.

Bewertungsbatterien

1. BEWERTUNGSBATTERIE STARTEN

The screenshot illustrates the steps to start an assessment battery in the neuronUP software. It shows the 'Filter Client' button (1) in the sidebar, the 'Assessment' section for a selected user (2), and the 'Open battery' button (3) for the 'SPAIN (Speed of Processing Assessment Instrument)' battery. Below this, there are several individual test cards, each with an 'Open test' button.

Um eine Testbatterie zu starten, wählen Sie einen Nutzer aus der Liste aus (1). Ohne einen ausgewählten Nutzer kann das Bewertungsprotokoll nicht gestartet werden. Sobald der Nutzer ausgewählt ist, wird die Bewertungsplattform geöffnet.

Im Abschnitt „**Bewertungsbatterien**“ (2) klicken Sie auf die Schaltfläche „**Batterie öffnen**“ (3), um die Batterie auszuwählen, mit der Sie arbeiten möchten.

Die Batterien werden standardmäßig in einer festgelegten Reihenfolge angezeigt. Die Fachkraft kann jedoch je nach Bedarf des Nutzers, für den das Bewertungsprotokoll durchgeführt wird, eine andere Reihenfolge der Testdurchführung auswählen.

Baterías de evaluación

1. INICIAR BATERÍA DE EVACUACIÓN

The screenshot shows the 'Assessment batteries' section in the neuronUP interface. Three battery cards are visible: SPAIN (Speed of Processing Assessment Instrument), Perceptual-Motor Speed Battery (SPAIN-PMS), and Working Memory Battery (SPAIN-WM). The SPAIN card has a red '1' and an 'Open battery' button highlighted. A red box labeled '2' points to the 'Technical Manual' button in the expanded view of the SPAIN battery. The expanded view displays the following information:

- Developed by: Periañez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M. In collaboration with: UNED, UCM
- SPAIN (Speed of Processing Assessment Instrument)
- Working M. Processing Speed Selective A.
- Duration: 30 mins 20 secs
- Technical Manual
- Battery composed of 10 reaction time tasks aimed at assessing information processing speed and cognitive efficiency. Includes measures such as mean response time, speed-accuracy trade-off, and restart cost.
- At the end, R5, Z, T, S5 and percentile values will be obtained for each index and recorded score. You can save your interpretation and observations in the protocol results
- * The results are validated only for the Spanish population. We will progressively add new population groups
- Professional supervision is required during execution
- Continue assessment

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „**Batterie öffnen**“ (1) geklickt haben, erscheint ein Dropdown-Menü mit der Beschreibung der Batterie.

Über die Schaltfläche „**Technisches Handbuch herunterladen**“ (2) kann das technische Handbuch heruntergeladen werden, das die Definition und Anwendung der Tests sowie das Inhaltsverzeichnis der einzelnen Tests enthält. Nachdem Sie das technische Handbuch heruntergeladen haben, klicken Sie auf „**Bewertung starten**“ (3), um das Bewertungsprotokoll zu beginnen


Die Ergebnisse dieser Bewertungen sind ausschließlich für die spanische Bevölkerung validiert. Weitere Bevölkerungsgruppen werden schrittweise ergänzt.



Es wird empfohlen, das technische Handbuch zu lesen, bevor Sie eine Batterie, ein Protokoll oder einen Test starten.

Bewertungsbatterien

1. BEWERTUNGSBATTERIE STARTEN



Es erscheint ein zweiter Bildschirm mit dem Inhalt der Batterie. Auf diesem Bildschirm wählen Sie den Test aus, mit dem Sie das Bewertungsprotokoll beginnen möchten. Sie können jeden Test auswählen, der in der Liste der Bewertungstests erscheint.


Auf demselben Bildschirm können Sie außerdem die Tests entfernen, die Sie in diesem Bewertungsprotokoll nicht durchführen möchten (1).

Nachdem Sie den ersten Test ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Weiter“** (2).

Bewertungsbatterien

2. FORMULAR VOR DER BEWERTUNG

< Pre-assessment form

 Assessment of 'André Ferreira' with 'Go-No Go Test (SART)'
Please complete the following questions. This will help us provide reliable indexes

1 How will you interact with the application during the test?
Remember that using a mobile phone, projectors, or screens larger than 27 inches is not advisable

With keyboard and mouse With touch screen

2 User's mood
Ask the user to rate their mood on a scale from 1 (very bad) to 7 (very good)

1 2 3 4 5 6 7

How the user slept last night
Ask the user to rate their night rest on a scale from 1 (very bad) to 7 (very good)

1 2 3 4 5 6 7

3

Bevor Sie mit dem ausgewählten Test beginnen, erscheint ein Formular vor der Bewertung.



In diesem Formular werden folgende Informationen abgefragt:

- wie Sie während des Tests mit der Anwendung interagieren werden (1),
- auf den Skalen von 1 (**sehr schlecht**) bis 7 (**sehr gut**) die Stimmung des Nutzers sowie wie er in der vergangenen Nacht geschlafen hat (2).

Nachdem Sie alle Antworten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“ (3).

Bewertungsbatterien


3. TEST IN DER BEWERTUNGSBATTERI



Beim Start eines Tests erscheint der Bildschirm mit den Informationen zum entsprechenden Test. Nachdem Sie die Anweisungen gelesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Starten“** (1).


Im nächsten Bildschirm werden die Testanweisungen sowie die Schaltfläche **„Üben“** (2) angezeigt. Dadurch kann der Nutzer eine Übung durchführen, bevor der Test beginnt.

Nach Abschluss der Übung erscheint erneut der Bildschirm mit den Anweisungen. Von dort aus können Sie erneut üben, indem Sie auf **„Üben“** klicken, oder den Test starten, indem Sie auf **„Starten“** (3) klicken.




Bewertungsbatterien

3. TEST IN DER BEWERTUNGSBATTERIE



4 Accessibility settings



Innerhalb eines Tests

Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die Schaltfläche unten links klicken. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildmodus (1).**
- **Aktivitätsaudio (2).**
- **Whiteboard (3):** Diese Option ermöglicht es, über dem Test wie auf einem Whiteboard zu zeichnen, damit Sie die Erklärung für Ihren Nutzer besser unterstützen können.
- **Barrierefreiheitseinstellungen (4):**
 - **Farboptionen:** Falls Ihr Nutzer es benötigt, können Sie Kontrast, Sättigung und Helligkeit anpassen.
 - **Cursor-Optionen:** Sie können die Größe ändern, einen Cursor mit hohem Kontrast aktivieren und den NeuronUP-Cursor deaktivieren, um den Standardcursor Ihres Systems zu verwenden.


Bewertungsbatterien

4. FORMULAR NACH DER BEWERTUNG

Very good!
You finished.

1 Continue

Post-assessment form

 **Assessment of 'André Ferreira' with 'Go-No Go Test (SART)'**
Please complete the following questions. This will help us provide reliable indexes

How well do you think you did on the test?
Ask the user to rate their subjective sense of performance on a scale from 1 (very poor performance) to 7 (excellent performance)

1 2 3 4 5 6 7

How tired are you?
Ask the user to rate their feeling of fatigue on a scale from 1 (extremely tired) to 7 (not tired at all)

1 2 3 4 5 6 7

2 Continue

Nach Abschluss des Tests erscheint ein Abschlussbildschirm. Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Weiter“** (1).

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, erscheint ein Formular nach der Bewertung mit Fragen, die dem vorherigen Formular ähneln.

Auf den Skalen von 1 (**sehr schlecht**) bis 7 (**sehr gut**) bewerten Sie, wie Sie die Testdurchführung des Nutzers einschätzen und wie hoch sein Ermüdungsgrad ist. Nachdem Sie alle Antworten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Weiter“** (2).

Bewertungsbatterien

Assessment protocol content

Choose the test you want to continue with

Motor Speed Test (Finger Tapping)
1 min 50 secs 2 subtests

Perceptual-Motor Speed Test (Simple Reaction Time)
3 min

Go-No Go Test (SART) ✓ Completed
1 min 30 secs

Response Selection Speed Test
2 min

Visual Search Test with Interference
4 min

Test de mémoire de travail verbale 1-back
2 mins 30 secs

Verbal Working Memory Test 2-back
2 mins 30 secs

Spatial Working Memory Test 1-back
2 mins 30 secs

Spatial Working Memory Test 2-back
2 mins 30 secs


Cognitive Flexibility Test (task switching)
8 min

Continue assessment

Back to assessment list

Nach Abschluss eines Tests innerhalb der Batterie erscheint erneut die Liste der Tests, die in diesem Bewertungsprotokoll enthalten sind. In dieser Liste können Sie die Bewertung in der festgelegten Reihenfolge fortsetzen oder den Test auswählen, den Sie als Nächstes durchführen möchten.

Unten können Sie zwischen **„Bewertung fortsetzen“** (2) wählen, um mit dem Protokoll weiterzuarbeiten, oder **„Zur Bewertungsliste zurückkehren“** (3), um zur Startseite mit allen Tests und Bewertungen zurückzugehen.



Bewertungsbatterien

Active assessment protocol
Since January 23, 2026
Started by: Carmen -

Tests to complete: 9


- 1 View results
- 2 New Report
- 3 Finish assessment
- 4 Continue assessment

Wenn Sie zur Startseite zurückkehren, erscheint oben ein Banner mit dem aktuell aktiven Protokoll.

Über dieses Feld können Sie:

- **Ergebnisse ansehen (2)**
- **Einen neuen Bericht erstellen (3)**
- **Bewertung beenden (4)**
- **Bewertung fortsetzen (5)**

In diesem Bereich wird außerdem angezeigt, seit wann das Protokoll läuft, wer es gestartet hat und wie viele Tests noch verbleiben, um das aktive Protokoll abzuschließen.



Evaluationsbatterien

Active assessment protocol
 Since January 23, 2026
 Started by: Carmen -

Tests to complete: 9

1 View results New Report Finish assessment Continue assessment

Assessment results Active protocol

Assessment protocol result for 'Manuel Garcia'
 Since Jan 29, 2026, 3:23:32 PM
 Started by: Carmen -
 2 tests finished

Go-No Go Test (SART)
 Date: Feb 2, 2026, 10:26:59 AM

Score	RS	Z	T	SS	PR
Correct answers	0	-3.5	15	1	5
Omissions	45	-3.5	15	1	5
False alarms	0	3	90	19	99
RT fatigue in correct responses	0	0	50	10	49

2 Score interpretation

3 Pre-assessment form
 How will you interact with the application during the test? With keyboard and mouse
 User's mood 4 / 7
 How the user slept last night 4 / 7
 Post-assessment form

4 Assessment observations

5 Generate interpretation with +:AI PRO

6 The results of this test and their AI-based interpretation are exclusively exploratory in nature and are intended to support research and professional reflection. They do not constitute a diagnosis and should not be used as the sole basis for clinical intervention

Continue

New Report

Über die Schaltfläche „**Ergebnisse anzeigen**“ (1) können die Ergebnisse der bis dahin im aktiven Evaluationsprotokoll durchgeführten Tests eingesehen werden.

Über die Schaltfläche „**Interpretation der Punktwerte**“ (2) kann ein unterstützendes PDF-Dokument heruntergeladen werden, um die Ergebnisse des jeweiligen Tests zu interpretieren. In diesem Abschnitt können außerdem die Antworten aus **dem Formular vor und nach der Evaluation eingesehen werden** (3).

Im Abschnitt „**Beobachtungen zur Evaluation**“ (4) können die notwendigen Informationen zur Evaluation dokumentiert werden. Von dort aus kann zudem eine automatische KI-gestützte Interpretation erstellt werden (5).

Von diesem Bildschirm aus kann „**Weiter**“ oder „**Neuen Bericht erstellen**“* (6) ausgewählt werden. Weitere Informationen zur Erstellung eines Berichts finden Sie unter Punkt „**7. Berichte**“.

Bewertungsprotokoll

Im Bereich „**Bewertungstests**“ können Tests hinzugefügt und ein personalisiertes Bewertungsprotokoll erstellt werden:

Durch Drücken der Schaltfläche „+“ (1) wird der ausgewählte Test automatisch zum aktiven Bewertungsprotokoll hinzugefügt.

Durch Tippen oben auf dem Bildschirm, wo der Text „**Noch zu erledigende Tests**“ (2) angezeigt wird, gelangt man zur Testliste des Protokolls.

- Von dieser Liste aus kann man:
 - Auswählen, mit welchem Test das Protokoll fortgesetzt werden soll.
 - Tests aus dem Protokoll entfernen.
- Die Tests, die bereits im aktiven Protokoll enthalten sind, sind mit dem Text „**Test im aktiven Protokoll**“ (3) gekennzeichnet.

Das Bewertungsprotokoll kann auf zwei Arten gestartet werden:

- Durch Drücken der Schaltfläche „**Bewertung starten**“ (4).
- Im Bereich „**Noch zu erledigende Tests**“ durch Drücken der Schaltfläche „**Weiter**“ (5).

The screenshot shows the 'Active assessment protocol' interface. At the top, there's a header with 'Active assessment protocol' and 'January 29, 2026'. Below that, a 'Tests to complete: 2' indicator is shown. The main area displays 'Assessment tests' with a grid of test cards. Each card has a 'Test in active protocol' label (3) and an 'Open test' button (1). A 'Continue assessment' button (4) is located at the top right. A dialog box titled 'Assessment protocol content' is open, showing a list of tests: 'Torre de Hanói' (Completed), 'Go-No Go Test (SART)' (Completed), 'Stroop Test' (selected), and 'Symbol Digit Modalities Test (SDMT)'. A 'Continue' button (5) is at the bottom of the dialog.

6. Ergebnisse



Ergebnisse

The screenshot shows the 'Client Management' section of the NeuronUP software. The interface includes a top navigation bar with 'Working Area', 'Client Management', 'Academy', and 'Administration'. On the left, there is a 'Clients' sidebar with a search bar and a list of clients: André Ferreira, Daniela Cruz, Julen López, Manuel García, and Manuel Sánchez. A 'New Client' button is at the bottom of the list. The main area displays 'Assessment results' for 'NeuronUP2GO'. It lists four assessment protocols with their respective dates and test counts. Each protocol has a 'View results' button and a trash icon. At the bottom, there is a 'Reports' section with a 'New Report' button. Numbered callouts (1-6) highlight the 'Client Management' tab, the client list, the 'Assessment results' section, the 'View results' buttons, the trash icons, and the 'New Report' button.

Um die Ergebnisse der Bewertung* einzusehen, gehen Sie zu „**Benutzerverwaltung**“ (1) und wählen Sie den Nutzer aus, dessen Ergebnisse Sie ansehen möchten (2).

Sobald Sie sich im Profil befinden, scrollen Sie zum Abschnitt „**Bewertungsergebnisse**“ (3). In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse jeder durchgeführten Batterie und jedes Tests angezeigt. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf „**Ergebnisse ansehen**“ (4). Von diesem Bildschirm aus können Sie außerdem **Ergebnisse löschen** (5) und **Berichte erstellen** (6).

Wie Sie einen Standardbericht erstellen, erfahren Sie im Abschnitt **5 „Berichte“**.

Jeder Test verfügt über ein **Hilfshandbuch zur Interpretation der Indizes und der erzielten Ergebnisse.*



Die Batterie bewertet nicht selbstständig; vielmehr ist es die Fachkraft, die anhand ihres klinischen Urteils die Ergebnisse interpretiert und Entscheidungen trifft.

Diese Tools stehen der Fachkraft zur Verfügung, um die Bewertung zu unterstützen und angemessene Interpretationen auf Basis ihres Wissens zu erleichtern.

7. Informes



Berichte

The screenshot shows the 'Client Management' interface. At the top, the 'Client Management' tab is selected (1). On the left, there is a search bar and a list of clients. The client 'André Ferreira' is highlighted (2). The main area displays 'Assessment results' for 'NeuronUP2GO'. It lists four assessment protocols with their respective test counts and dates. A 'New Report' button is highlighted in the bottom right (3).

Nachdem das Bewertungsprotokoll abgeschlossen wurde, kann die Fachkraft über das Nutzerprofil im Modul „**Benutzerverwaltung**“ (1) auf den Bericht zugreifen.

Wählen Sie einen Nutzer aus der Liste aus (2).

Klicken Sie auf „**Berichte erstellen**“ (3). Die Schritte sind dieselben wie zuvor im Abschnitt „**5. Berichte**“ beschrieben.

Wenn das Bewertungsprotokoll aktiv ist, kann der Bericht über das obere Feld der Plattform erstellt werden, indem Sie auf „**Neuer Bericht**“ (4) klicken.



Die Batterie bewertet nicht selbstständig; vielmehr ist es die Fachkraft, die anhand ihres klinischen Urteils die Ergebnisse interpretiert und Entscheidungen trifft.

Diese Tools stehen der Fachkraft zur Verfügung, um die Bewertung zu unterstützen und angemessene Interpretationen auf Basis ihres Wissens zu erleichtern.

The screenshot shows the 'Protocolo de evaluación activo' interface. It displays the start date (8 de enero de 2026) and the initiator (Carmen). There are buttons for 'Ver resultados', 'Nuevo informe' (4), 'Finalizar evaluación', and 'Continuar evaluación'. A progress indicator shows 'Test por completar: 9'.

Berichte

The screenshot shows a 'New Report' form with a progress bar at the top indicating four steps: 1 Anamnesis, 2 Content, 3 Functions, and 4 Conclusions. The form is divided into two main sections: 'Basic information' and 'Additional information'. The 'Basic information' section includes a 'Report Date' field (1) with the value '01/23/2026', a user profile icon for 'André Ferreira', a 'Report Name*' field (2) with a subtext 'Assign a descriptive name to the PDF file to easily identify its content in the future.', and an 'Anamnesis*' field (3) with a subtext 'Add a brief introduction with relevant information or the purpose of the report.'. At the bottom of the form is a blue 'Continue' button (5).

Wenn Sie auf **„Neuer Bericht“** klicken, erscheint ein Feld, in dem Sie grundlegende Informationen hinzufügen können, wie das Berichtsdatum (1), den Namen des Berichts (2) und die Anamnese (3).

Zusätzlich können weitere Informationen ergänzt werden, z. B. die verwendeten Instrumente und Beobachtungen (4).

Nachdem Sie alle Angaben ausgefüllt haben, klicken Sie auf **„Weiter“** (5).

This section provides a detailed view of the 'Additional information' part of the form. It contains two text input fields: 'Observations Title' and 'Used tools', both grouped under a single header. Below these is a larger text area for 'Observations'. A callout box with the number 4 points to this section.

Berichte

New Report

1 Anamnesis 2 Content 3 Functions 4 Conclusions

NeuronUP Report Information:

Required Information

Relevant information

Diagnosis

Assessment results:

Select the results of the evaluation protocols you want to include in the report

Since 1/23/26 Active protocol

Assessment protocol 1
1 test finished View results

From 1/23/26 to 1/23/26

Assessment protocol 2
1 test finished View results

From 1/22/26 to 1/23/26

Assessment protocol 3
View results

Rehabilitation results:

Interval: Last 3 Months Group By: Day

Number of activities worked, days worked, hours worked

Show impact of cognitive functions on the score

Treatments

Include suggested activities

Continue

Im Inhaltsbereich wählen Sie die Ergebnisse der Protokolle aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.

Aktivieren Sie das Kästchen des Protokolls oder Tests, den Sie hinzufügen möchten (1). In diesem Abschnitt können Sie außerdem die Ergebnisse dieses Bewertungsprotokolls einsehen.


- Es können auch die Ergebnisse der Rehabilitation aufgenommen werden. Dazu:
- Wählen **Sie den Zeitraum** (2) und die **Gruppierung** (3) aus.
- Geben Sie an, ob Sie die Anzahl der durchgeführten Aktivitäten, die Arbeitstage und die geleisteten **Stunden anzeigen möchten** (4).
- Aktivieren Sie die Option, um den Einfluss der kognitiven Funktionen auf den **Score anzuzeigen** (5).
- Fügen Sie **Behandlungen** hinzu (6).
- Fügen **Sie empfohlene** Aktivitäten hinzu (7).

Berichte


New Report

1 Anamnesis 2 Content 3 Functions 4 Conclusions

Cognitive functions worked:
Select the functions you want to analyze so they appear in the report

Generate analysis with +: AI 

Overall Include in the report Score of Overall: 28 ^



1 Analysis

2 Include in the report

Processing Speed Include in the report Score of Processing Speed: 13 v

Orientation Include in the report Score of Orientation: 50 v

Attention Include in the report Score of Attention: 12 ...


Continue


1 Anamnesis 2 Content 3 Functions 4 Conclusions

Conclusions:
Use this field to note any elements you believe are of interest; observations, comments, analysis on user evolution or interpretation and recommendations.

4 Conclusion Title
User follow-up

5 Report Conclusions

6 Generate conclusions with +: AI 

7  This content has been generated by an automated system. It does not replace professional judgment nor constitute a diagnosis. Review and validation by the professional responsible for the case are required.

Generate Report

Im Abschnitt **Funktionen** wählen Sie die Funktionen aus, die Sie analysieren möchten, damit sie im Bericht erscheinen.

Im **Analysefeld** (1) können Sie eine Analyse hinzufügen und auswählen, ob Sie diese in den Bericht aufnehmen möchten (2).

Im Abschnitt **Schlussfolgerungen** (3) notieren Sie alle relevanten Punkte: Beobachtungen, Kommentare, Analysen zur Bewertung des Nutzers, Interpretation und Empfehlungen.

Fügen Sie dazu einen Titel hinzu (4) und vervollständigen Sie die Schlussfolgerungen (5).

Sie können die Schlussfolgerungen auch mithilfe von KI erstellen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken (6).

Nachdem Sie alle Abschnitte ausgefüllt haben, klicken Sie auf „**Bericht erstellen**“ (7), um den Bericht zu generieren.

8. Recursos de apoyo



Unterstützungsressourcen [Spanisch]

Hilfezentrum – Dokumentation in verschiedenen Formaten, die Ihnen hilft, die Plattform eingehend kennenzulernen:

<https://neuronup.com/centro-de-ayuda-de-neuronup/>

FAQs – hier finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten:

<https://neuronup.com/faq-preguntas-frecuentes/>

Ressourcen für Fachleute – Inhalte zur Förderung der Nutzung von NeuronUP: Präsentationen, Bilder, Erinnerungen für Ihre Nutzer, NeuronUP-Logo zum Teilen auf Ihrer Website, Anwendungsbeispiele...

<https://neuronup.com/recursos/>

<https://neuronup.com/descargas/>

Newsletter - wöchentliche E-Mail mit Neuigkeiten, Ressourcen, Fallbeispielen, Webinaren und Schulungen usw.

<https://neuronup.com/newsletter/>

NeuronUP Talks - Podcast für Fachkräfte:

<https://neuronup.com/podcast-neuronup-talks/>

NeuronUP Academy - Akademie für Ausbildung in der Neurorehabilitation:

<https://neuronup.com/neuronup-academy/>

NeuronUP Labs - Werkzeuge für Forschende:

<https://neuronup.com/neuronup-labs/>

