





Manuel d'utilisation

NeuronUP Assessment (Evaluation cognitive)



CONTRÔLE DES VERSIONS			
Version	Date	Révision	Statut
1.0	12.02.2026	Création du document.	En vigueur

Avant d'utiliser ce document, assurez-vous de consulter la version la plus récente.
Date de publication : 13 février 2026.



Exigences du système

Navigateur web : NeuronUP a validé son fonctionnement avec le navigateur Google Chrome dans ses versions à jour.

D'autres navigateurs, tels que Mozilla Firefox, Edge ou Safari, peuvent présenter certaines anomalies non détectées lors des tests de validation.

Configuration du navigateur : Pour que la plateforme fonctionne correctement, il est nécessaire que Javascript soit activé dans le navigateur.

Il est recommandé d'accepter les cookies et d'autoriser l'utilisation du stockage local (localStorage), où seront enregistrées les préférences de l'utilisateur et d'autres données de session.

La plateforme n'affiche pas de publicité ; toutefois, elle doit communiquer avec des services externes (enregistrement des erreurs, métriques d'utilisation, etc.). Certains bloqueurs de publicités ou de traceurs peuvent empêcher ces connexions. En cas de fonctionnement anormal, nous recommandons d'autoriser le domaine NeuronUP dans le bloqueur.

Connectivité Internet : Pour une expérience fluide, une vitesse minimale de 10 Mbps en téléchargement et de 5 Mbps en envoi par utilisateur est recommandée. En cas d'accès simultané depuis un même centre de travail, cette vitesse doit être augmentée en fonction du nombre d'utilisateurs connectés simultanément.


Il est conseillé d'utiliser une connexion stable, de préférence de type fibre optique ou ADSL, afin d'assurer la continuité du service et de minimiser les interruptions.

Certaines activités comportent une charge élevée de contenus supplémentaires, tels que des jeux et des fiches numériques intégrant des images, des audios ou des vidéos. Le temps d'attente jusqu'au chargement complet de l'activité peut être allongé si la vitesse de la connexion Internet est lente ou si le matériel de votre ordinateur n'est pas suffisamment performant.

Type d'appareil : La plateforme est optimisée pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes. Son fonctionnement a également été validé sur des écrans interactifs allant jusqu'à 65 pouces.

NeuronUP met en œuvre un design web adaptatif (Responsive Design). Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un processeur double cœur ou supérieur, ainsi que 4 Go de RAM ou plus, afin de garantir une expérience fluide.

Logiciels supplémentaires : NeuronUP génère des documents au format PDF ; il est donc recommandé d'installer un lecteur spécifique pour ce type de fichiers.





Avertissements



Precautions

Les patients atteints d'épilepsie photosensible diagnostiquée ou suspectée ne peuvent utiliser le logiciel que sous la **supervision de professionnels** ou d'un soignant responsable.

Certaines personnes sont sensibles aux lumières clignotantes, aux scintillements ou aux motifs géométriques et peuvent souffrir de crises d'épilepsie.

Si le **patient ressent un malaise**, des troubles visuels ou des convulsions, il doit **interrompre l'entraînement immédiatement** et consulter un médecin.

Évaluez s'il est nécessaire que le patient fasse des **pauses pendant les séances pour éviter la fatigue mentale**.



Informations de contact

Assistance et support

Assistance pour des problèmes techniques ou des questions concernant le fonctionnement de NeuronUP :


- **Téléphone** : +33 7 45 88 98 23
- **Courriel** : contact@neuronup.com

Contact du fabricant : NeuronUP SL.

- **Adresse** : C. Piqueras, 31, 5, planta, 26006 Logroño, La Rioja. España.
- **Téléphone** : + 34 941 28 72 38
- **Courriel** : gestion@neuronup.com

Contact protection des données (DPO)


- **Téléphone** : + 34 941 28 72 38
- **Courriel** : lop@neuronup.com



Comment utiliser NeuronUP Bilan ?

Ce manuel fournit des informations sur les sujets suivants :

1. La plateforme : comment y accéder, informations générales, modules
2. Créer et configurer un profil professionnel
3. Créer et utiliser un profil utilisateur profane (pour la gestion des utilisateurs/patients/élèves)
4. Test d'évaluation
5. Batteries d'évaluation
6. Résultats obtenus
7. Rapports
8. Ressource de soutien



1. La plateforme

Comment accéder, informations générales, modules

Comment accéder à NeuronUP

The screenshot shows the NeuronUP login interface. It features the NeuronUP logo at the top, followed by the text 'S'identifier'. Below this are two input fields: 'Utilisateur/Mail *' and 'Mot de passe *'. The 'Mot de passe *' field has an eye icon to toggle visibility. Below the password field is a link that says 'Vous avez oublié votre mot de passe ?'. A blue button labeled 'S'IDENTIFIER' is positioned below the link. At the bottom of the login section, there is a link for 'Période d'essai gratuite de NeuronUP'. At the very bottom of the page, there is a footer with links for 'Politique de confidentialité', 'Avis légal', 'Politique des cookies', and 'Conditions d'utilisation'. A small lock icon and a note are also present at the bottom: 'Lorsque vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, assurez-vous de vous déconnecter à la fin. Cela protégera votre compte et réduira les problèmes dus aux connexions multiples.'

Email →

Mot de passe →

Récupérer le mot de passe →

Pour accéder à NeuronUP, il est nécessaire de se connecter sur <https://app.neuronup.com/>.

Pour cela, vous devez utiliser les identifiants avec lesquels vous êtes enregistré (adresse **e-mail** et **mot de passe**).


En cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez le récupérer via le lien « **Avez-vous oublié votre mot de passe ?** », situé au-dessus du bouton « **Se connecter** ».



Il est **essentiel de ne pas partager votre mot de passe** afin de garantir la confidentialité du professionnel ainsi que celle des utilisateurs avec lesquels il travaille.


Si vous suspectez qu'une autre personne a eu accès à votre mot de passe, vous pouvez le modifier depuis votre profil professionnel.

Pour ce faire, accédez à la section « Gérer le profil professionnel » en cliquant sur la photo de profil.



NeuronUP Assessment (évaluation cognitive)

INFORMATIONS GÉNÉRALES




L'écran et le menu latéral affichent différentes rubriques, sections ou options selon le module sélectionné.

1. Modules de la plateforme
2. Notifications, FAQ, accès direct au profil du professionnel et **paramètres de NeuronUP**.
3. Menu latéral
4. Chatter avec le support


Dans les pages suivantes, les différents modules disponibles dans NeuronUP Évaluation sont décrits en détail.

NeuronUP Assessment (évaluation cognitive)

MODULES DE LA PLATEFORME




Espace de travail : Module principal de NeuronUP Rehab, où sont affichées les activités disponibles pour être utilisées durant les interventions.




Gestion des utilisateurs : Module où sont présentés les utilisateurs ou patients enregistrés dans le profil du professionnel, ainsi que ceux partagés avec d'autres collègues.

NeuronUP Assessment (évaluation cognitive)

MODULES DE LA PLATEFORME



Academy : Module contenant des vidéos de formation dispensées par des experts, visant à maintenir le professionnel continuellement à jour.



Administration : Module disponible uniquement pour les professionnels disposant du rôle ou profil d'administrateur.

Il affiche les informations du centre, les moyens de paiement associés au compte, la liste des professionnels du centre, les factures de NeuronUP et la gestion du plan actuel.

Pour plus d'informations, consultez la section *Administration* du manuel.

Module : Espace de travail



Zone de travail de NeuronUP

1. VUE D'ENSEMBLE

The screenshot shows the 'Evaluación' (Evaluation) section of the NeuronUP platform. The interface is divided into several sections:

- Header (1):** Includes the 'neuronUP' logo, the 'Área de trabajo' (Work area) tab, and navigation links for 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'. The language is set to 'Español' (2).
- User Profile (5):** Shows the user's name 'André Ferreira' and a profile icon.
- Left Sidebar (6):** Contains navigation links for 'Evaluación' (marked with a 'NEW' badge), 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'.
- Evaluation Batteries (3):** A section titled 'Baterías de evaluación' featuring three cards:
 - Batería General SPALn (Speed of Processing Assessment Instrument):** Describes a set of 10 tasks to evaluate cognitive processing speed and efficiency. Duration: 30 mins y 20 segs, 10 tests.
 - Batería de Velocidad Perceptivo-Motora (SPALn-VPM):** Describes a set of 3 tasks to evaluate perceptual and motor speed. Duration: 6 mins y 50 segs, 3 tests.
 - Batería de Memoria Operativa (SPALn-MO):** Describes a set of 4 tasks to evaluate verbal and spatial working memory. Duration: 10 mins, 4 tests.
- Evaluation Tests (4):** A section titled 'Tests de evaluación' featuring five cards:
 - Test de velocidad motora (Finger Tapping):** Inspired by the Finger Tapping task. Duration: 1 min y 50 segs, 2 subtests.
 - Test de velocidad perceptivo-motora (Tiempo de reacción simple):** Inspired by the TR Simple task. Duration: 3 mins.
 - Test de velocidad de selección de respuesta:** Inspired by the TR de Elección task. Duration: 2 mins.
 - Test Go-No Go (SART):** Inspired by the SART task. Duration: 1 min y 30 segs.
 - Test de búsqueda visual con interferencia:** Inspired by the visual search task. Duration: 4 mins.
- Chat (7):** A chat box at the bottom left with the text 'Escribenos en el chat'.

1. Module 'Espace de travail'

Dans l'espace de travail, les éléments suivants sont affichés :


- Langue des tests.
- Batteries d'évaluation.
- Test d'évaluation.

Menu latéral:

- Filtrer par utilisateur
- Évaluation, activités, sessions, programmes, résultats numériques et ressources supplémentaires
- Chatter avec le support.

Zone de travail de NeuronUP

2. LANGUE DES ACTIVITÉS, NOTIFICATIONS, QUESTIONS FRÉQUENTES ET PROFIL DU PROFESSIONNEL



Depuis ce menu déroulant, vous pouvez modifier la **langue des activités de NeuronUP**.

Pour changer la **langue de l'ensemble de la plateforme**, cliquez sur le lien situé à la fin (1) et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez visualiser toute la plateforme.


La langue du contenu ne peut être modifiée qu'à partir de cet onglet.

Vous pouvez changer la langue de NeuronUP :


- depuis le lien (1),
- depuis la configuration de NeuronUP
- et via le profil du professionnel, que nous verrons dans les sections suivantes.

Zone de travail de NeuronUP

2. LANGUE DES ACTIVITÉS, NOTIFICATIONS, QUESTIONS FRÉQUENTES ET PROFIL DU PROFESSIONNEL



Dans la section des notifications, vous pouvez recevoir des alertes provenant de vos utilisateurs et de la plateforme elle-même.



En cliquant sur l'icône « Comment travailler avec NeuronUP », le Centre d'aide (<https://neuronup.com/fr/centre-daide-neuronup/>) s'ouvre, où vous trouverez des vidéos explicatives ainsi que le manuel d'utilisation.

Zone de travail de NeuronUP

2. LANGUE DES ACTIVITÉS, NOTIFICATIONS, QUESTIONS FRÉQUENTES ET PROFIL DU PROFESSIONNEL



Gérer le profil du professionnel vous permet :


- de **modifier votre mot de passe**,
- d'ajouter des **informations de base** à votre profil, telles que votre nom,
- d'ajouter des **informations pertinentes**, par exemple votre spécialité,
- et d'ajouter ou de supprimer les **utilisateurs avec lesquels vous travaillez**.

Dans la configuration, vous pourrez changer la **langue de la plateforme**, **modifier le thème** en clair, sombre ou en contraste élevé, et accéder aux **informations légales de NeuronUP**.

Il est très important de **fermer la session** chaque fois que vous terminez votre travail, afin de ne pas compromettre la sécurité de vos données et de celles de vos utilisateurs.


L'identifiant de support nous aidera à vous identifier sans que vous ayez à fournir de données sensibles.

Plus de détails dans les pages consacrées à la *création* et à la *configuration d'un profil professionnel*.



Zone de travail de NeuronUP

3. FILTRE PAR UTILISATEUR



Il est important de **filtrer l'utilisateur** et de **sélectionner le profil** correspondant afin que les **résultats** de chaque intervention soient correctement enregistrés et qu'il soit possible d'assurer un suivi de son utilisation.

Ainsi, **l'évolution de l'utilisateur** se reflète dans les graphiques de son NeuronUP Score, ce qui vous permet d'adapter plus précisément les interventions à ses besoins.

Pour filtrer par utilisateur, assurez-vous d'avoir créé son profil (voir les pages « *Créer et utiliser un profil d'utilisateur profane* »).


Module : Administration



Module d'administration

1. CENTRE / ENTREPRISE

Le module Administration (1) est disponible uniquement pour les **professionnels disposant d'un profil d'administrateur**.



Dans la section centre/entreprise (2), vous trouverez toutes les informations liées au centre. Elle comprend :

- **informations pertinentes,**
- **données de facturation**
- **et responsables.**

Vous pouvez modifier ces informations à tout moment.



Vous pouvez **renforcer la sécurité** d'accès à NeuronUP en restreignant l'accès à une adresse IP et en ajoutant la vérification en deux étapes pour vos professionnels (3).

Pour pouvoir activer la vérification en deux étapes, il est nécessaire que tous les **profils professionnels** disposent d'une **adresse e-mail valide permettant de s'identifier** pour accéder à NeuronUP.

Module d'administration

1. CENTRE / ENTREPRISE

The screenshot shows the NeuronUP administration interface. The top navigation bar includes 'Zone de travail', 'Gestion des patients', 'Académie', and 'Administration' (highlighted). The left sidebar lists 'Centre / Entreprise', 'Moyens de paiement', 'Professionnels', 'Factures', and 'Gestion des forfaits'. The main content area is titled 'Centre / Entreprise' and contains a 'NeuronUP' section with a 'LOGO' placeholder and a 'Modifier informations générales' link. Below this is the 'Informations importantes' section, which includes two columns of dropdown menus: 'Visualisation des utilisateurs' (set to 'Nom') and 'Comment voulez-vous nommer vos utilisateurs ?' (set to 'Patient'). The 'Type' is set to 'Cabinet' and the 'Spécialité' is set to 'Vieillessement normal'. A 'Modifier informations importantes' link is highlighted with an orange box. A modal window titled 'Modifier informations importantes' is open, showing the same dropdown menus. The first dropdown is labeled '1' and the second is labeled '2'. The modal also has an 'Enregistrer' button at the bottom.

NeuronUP

Modifier informations générales

Informations importantes

Visualisation des utilisateurs:
Nom

Type:
Cabinet

Comment voulez-vous nommer vos utilisateurs ?
Patient

Spécialité:
Vieillessement normal

Modifier informations importantes

Modifier informations importantes

1

2

Enregistrer

Dans NeuronUP Rehab, vous pouvez choisir comment désigner les **profils** des personnes auprès desquelles vous intervenez (2) :

- **utilisateurs,**
- **patients**
- **ou élèves.**

Dans ce manuel, nous faisons référence à ces profils sous le terme **d'utilisateurs**.




Vous pouvez identifier vos utilisateurs (1) par :

- des données personnelles, **nom et prénom**
- ou les maintenir anonymisés par un **code** (2).

Module d'administration

2. MOYEN DE PAIEMENT




Pour effectuer des paiements automatiques, dans cette section (1), vous pouvez ajouter le **moyen de paiement** qui vous convient le mieux.

Dans NeuronUP, vous pouvez réaliser des paiements automatiques par carte, PayPal et prélèvement SEPA.

Le moyen de paiement peut être modifié ou supprimé à tout moment.

Module d'administration

3. PROFESSIONNELS



Depuis la section **Professionnels** (1), vous pouvez créer et consulter les profils des professionnels travaillant dans le centre.

La création de profils indépendants permet à chaque professionnel de disposer de son propre **espace de travail, distinct et personnalisé**.

Selon le plan que vous avez souscrit, un nombre **limité de profils professionnels** peut être disponible. Vous pouvez voir les places libres et/ou occupées dans l'indicateur (2).

Apprenez à gérer les profils de professionnels plus loin dans la section « *Créer et configurer un profil professionnel* ».

Module d'administration

4. FACTURES

The screenshot displays the 'Administration' module of NeuronUP. The sidebar on the left contains the following menu items: Centre / Entreprise, Moyens de paiement, Professionnels, **Factures** (highlighted with an orange box and the number 1), and Gestion des forfaits. The top navigation bar includes 'Zone de travail', 'Gestion des patients', 'Académie', and 'Administration'. The main content area is titled 'Factures' and features a search bar labeled 'Chercher facture' and two date filters: 'Date de début' (01/05/2025) and 'Date de fin' (30/11/2025). A table lists the following data:

Date	Professionnel	Patient	Mois
7 nov 2025, 12:19:01	[Redacted]	[Redacted]	1
6 nov 2025, 13:41:40	[Redacted]	[Redacted]	1
5 nov 2025, 10:12:13	[Redacted]	[Redacted]	1
28 oct 2025, 13:18:40	[Redacted]	[Redacted]	1
21 oct 2025, 17:02:58	[Redacted]	[Redacted]	1

At the bottom right, it indicates 'N° de asignaciones: 15 / 23'.

Numbered callouts in the image:

- 1: Points to the 'Factures' menu item in the sidebar.
- 2: Points to the 'Factures' tab in the top navigation bar.
- 3: Points to the 'Mois NeuronUP2GO attribués' section in the top navigation bar.

Dans la section **Factures** (1), vous pouvez consulter et filtrer les factures émises par NeuronUP (2).

Dans l'onglet **Mois assignés** de NeuronUP2GO (3) apparaissent tous les accès que les professionnels ont attribués à leurs utilisateurs pour qu'ils réalisent leurs interventions depuis leur domicile.

Module d'administration

5. GESTION DES PLANS

The screenshot displays the NeuronUP administration interface. The top navigation bar includes 'Zone de travail', 'Gestion des patients', 'Académie', and 'Administration'. The left sidebar contains a menu with 'Centre / Entreprise', 'Moyens de paiement', 'Professionnels', 'Factures', and 'Gestion des forfaits' (highlighted with a red circle and the number 1). The main content area is titled 'Gestion des forfaits' and shows the 'Souscription actuelle' section. Under 'Mes forfaits', there is a 'Premium License (Gratuit)' which includes 'Adultes + Enfants numérique', 'Adultes + Enfants activités imprimables', and '10 professionnels'. Below this, there are two other options: '60 professionnels Extra (Gratuit)' and 'Test NeuronUP (Extra) (Gratuit)'. On the right side of the main content area, there is a box titled 'En quoi pouvons-nous vous aider ?' with contact information: '+33 7 49 65 42 27', 'contact@neuronup.com', and 'Écrivez-nous via le chat'.

Dans la section **Gestion des plans** (1), vous disposez de toutes les informations relatives à votre plan NeuronUP.

Vous pouvez modifier ou ajuster le plan avec lequel vous travaillez dans NeuronUP.

2. Créer et configurer un profil professionnel

Types de profils professionnels de NeuronUP

Employé

Le profil d'employé a **accès au contenu** nécessaire pour réaliser ses interventions, mais il ne peut pas effectuer d'achats depuis l'application ni gérer les profils d'autres professionnels.

Ce profil n'a pas accès à l'onglet Administration dans NeuronUP.


Administrateur

Le profil d'administrateur a uniquement **accès au module Administration**.

Depuis ce module, il peut effectuer des achats, modifier des plans, consulter des factures, ajouter des moyens de paiement et gérer les professionnels.

Administrateur + employé

Ce profil cumule les deux rôles et peut réaliser **toutes les actions**.



Zone d'administration

CRÉER UN PROFIL PROFESSIONNEL

The screenshot displays the Neuron UP administration interface. The top navigation bar includes 'Zone de travail', 'Gestion des patients', 'Académie', and 'Administration'. The left sidebar contains 'Centre / Entreprise', 'Moyens de paiement', 'Factures', and 'Gestion des forfaits'. The 'Professionnels' section is active, showing a list of professionals and a search bar. A modal form titled 'Nouveau professionnel' is open, with three steps: 'Informations générales', 'Données d'actualisation', and 'Informations importantes (Optionnel)'. The form includes fields for 'Prénom*' and 'Nom*', a photo upload section with a grid of icons, and a 'Continuer' button. Two orange callouts with numbers 1 and 2 highlight the 'Professionnels' link in the sidebar and the 'Nouveau professionnel' button in the top right corner, respectively.

Pour ajouter un nouveau profil professionnel, dans le module d'administration, depuis la section « Professionnels » (1), cliquez sur le bouton « **Nouveau professionnel** » (2), complétez les informations correspondantes et partagez les identifiants d'accès avec la personne enregistrée.

Ajouter au profil professionnel les utilisateurs avec lesquels il travaille

1

Profesionales

Buscar profesional

raquel

Nº de profesionales 61 / 70

Nuevo profesional

Eliminar profesional

Raquel Gutiérrez

Datos de acceso

Usuario: raquel.gutierrez

Email: -

Contraseña: *****

Editar datos de acceso

Informations importantes

Spécialité: -

Téléphone: -

Modifier informations importantes

Usuarios con los que trabajo

2

Patients

Chercher patient

Voir patients

Tous

Usuarios con los que trabajo

Alejandro González

Almudena Sánchez

André Ferreira

Andrea Santos

Nº de usuarios: 15 / 504

Enregistrer

Dans le module Administration, section professionnels (1), sélectionnez un professionnel dans la liste pour afficher les détails.

Dans la section « *Utilisateurs avec lesquels je travaille* », **sélectionnez les utilisateurs avec lesquels ce profil professionnel va travailler**. Peu importe s'ils ont été créés par ce professionnel ou par un autre.


Tous les professionnels du centre ont accès aux différents utilisateurs.

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton '+' (2), recherchez l'utilisateur correspondant et enregistrez la sélection.

3. Créer et utiliser un profil d'utilisateur profane

pour les personnes qui vont être prises en charge par le professionnel

Créer un utilisateur



Vous pouvez **créer un profil d'utilisateur** depuis :

- Module Gestion des utilisateurs (1), Nouvel utilisateur (2, 3).
- Module Espace de travail (4), filtre d'utilisateur (5), Nouvel utilisateur (6).A

Créer un utilisateur

Nouveau patient

1 Informations général...

2 Diagnos...
Optionnel

3 Informations important...
Optionnel

Prénom*

Nom*

Importez une photo ou sélectionnez une image prédéterminée

Importer image

Continuer

Étape 1. Informations de base :

- Saisissez **les informations de base** de l'utilisateur :
 - nom et prénom,
 - ou, si l'identification des utilisateurs par code est activée, saisissez le code d'identification correspondant.
- Sélectionnez un **avatar** ou téléversez une **image** permettant d'identifier l'utilisateur.

Cliquez sur « Continuer ».

Créer un utilisateur

1. GESTION DES UTILISATEURS

Nouveau patient

1 Informations général... — 2 Diagnos... Optionnel — 3 Informations important... Optionnel

Diagnostic

Écrivez ici...

Diagnostics suggérés

- Trouble neurocognitif majeur dû à la maladie d'Alzheimer (DSM5-TR)
- Syndrome de Down (CIM 11)
- Épilepsie (CIM 11)
- Déficience cognitive légère (Échelle de détérioration globale (GDS))

1 Ajouter diagnostic

Continuer

Étape 2. Diagnostic :

NeuronUP propose une large liste de diagnostics au sein de la plateforme.

Recherchez le diagnostic correspondant à l'utilisateur et sélectionnez Ajouter un diagnostic (1) pour confirmer.

Vous pouvez ajouter plusieurs diagnostics.

- Si l'utilisateur ne dispose pas encore d'un diagnostic, sélectionnez l'option « **Non diagnostiqué** », puis, une fois défini, modifiez-le depuis son profil.
- Vous pouvez également sélectionner l'option « **Personne en bonne santé** ».

Cliquez sur « Continuer ».

Créer un utilisateur

1. GESTION DES UTILISATEURS

Nouveau patient

1 Informations général...

2 Diagnos...
Optionnel

3 Informations important...
Optionnel

Sexe	Pays de résidence Espagne
Date de naissance	Langue maternelle Espagnol
Scolarité	Main dominante


Terminer

Étape 3. Informations pertinentes :

Incluez les informations pertinentes de l'utilisateur :

- sexe,
- pays de résidence,
- date de naissance, langue maternelle,
- niveau d'études
- et main dominante.

Une fois ces champs complétés, cliquez sur « Terminer ».



4. Test d'évaluation



Test d'évaluation

1

1 min et 50 secondes 2 sous-tests

Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)
V. traitement
Ce test est basé sur la tâche de Finger Tapping décrite par Strauss, Sherman et Spreen (2006). Il comprend 10 essais, 5 avec chaque main, et la main dominante est enregistrée dans...

Ouvrir le test

2

3 mins

Test de vitesse perceptive-motrice (Temps de réaction simple)
V. traitement, A. soutenue, A. sélective
Cette tâche s'inspire des tâches classiques de temps de réaction simple (par ex. Reicker, Tombaugh, Walker & Freedman, 2007) et consiste à répondre à un stimulus le plus rapidement...

Ouvrir le test

3

2 mins

Test de vitesse de sélection d
V. traitement, A. soutenue, A. sélective
Cette tâche de temps de réaction simple (par ex. Reicker, Tombaugh, Walker & Freedman, 2007) et consiste à répondre à un stimulus le plus rapidement...

Ouvrir le test

1 min et 50 secondes 2 sous-tests

Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)
V. traitement
Ce test est basé sur la tâche de Finger Tapping décrite par Strauss, Sherman et Spreen (2006). Il comprend 10 essais, 5 avec chaque main, et la main dominante est enregistrée dans le protocole initial...

Ouvrir le test

2 mins et 30 secondes

Test de mémoire de travail verbale 1-back
M. travail, V. traitement
La tâche 1-back est un test de mémoire de travail dans lequel le participant doit indiquer si le stimulus actuel correspond à celui présenté immédiatement avant. Elle évalue la capacité à...

Ouvrir le test

2 mins et 30 secondes

Test de mémoire de travail verbale 2-back
M. travail, V. traitement
La tâche 2-back est un test de mémoire de travail dans lequel le participant doit indiquer si le stimulus actuel correspond à celui présenté deux positions auparavant. Elle évalue la...

Ouvrir le test

8 mins

Test de flexibilité cognitive (Tapping des doigts)
Flexibilité, A. soutenue, A. sélective
Paradigme de tâche inspiré de la tâche de Reicker et al. (1994). Le participant doit répondre à un stimulus entre 1 et...

Ouvrir le test

Pour commencer un test, allez à la section **"Test d'évaluation"** (1).


Dans la même liste, au-dessus de l'image précédente, sont indiquées la durée estimée de passation du test (2) et s'il comprend des sous-tests, ainsi que leur nombre.

Choisissez le test que vous souhaitez passer et cliquez sur le bouton **"Ouvrir le test"** (3) pour lancer son exécution.



Les tests d'évaluation doivent être réalisés sous la supervision d'un professionnel.

Test d'évaluation



The screenshot shows a web interface for a motor speed test. At the top, there is a header with a close button (X) and a small video player icon. Below the header, the text reads: 'Développé par: Periañez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M En collaboration avec: UNED / UCM'. The title of the test is 'Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)' with a sub-label 'V. traitement'. The duration is 'Durée: 1 min et 50 secondes'. A callout '1' points to a button labeled 'Télécharger le manuel technique' with a download icon. Below this, a paragraph describes the test: 'Ce test est basé sur la tâche de Finger Tapping décrite par Strauss, Sherman et Spreen (2006). Il comprend 10 essais, 5 avec chaque main, et la main dominante est enregistrée dans le protocole initial. Il est utilisé comme mesure de la vitesse motrice.' Another paragraph states: 'À la fin, les valeurs RS, Z, T, SS et percentile seront obtenues pour chaque indice et chaque score enregistré. Vous pourrez enregistrer votre interprétation et vos observations dans les résultats du protocole'. A footnote reads: '* Les résultats sont validés uniquement pour la population espagnole. Nous ajouterons progressivement de nouveaux groupes de population'. A callout '3' points to a large blue button labeled 'Commencer l'évaluation'. A warning icon and text are also present: 'La supervision d'un professionnel est requise pendant l'exécution'.

Développé par: Periañez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M En collaboration avec: UNED / UCM

Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)

V. traitement

Durée: 1 min et 50 secondes

1 Télécharger le manuel technique

Ce test est basé sur la tâche de Finger Tapping décrite par Strauss, Sherman et Spreen (2006). Il comprend 10 essais, 5 avec chaque main, et la main dominante est enregistrée dans le protocole initial. Il est utilisé comme mesure de la vitesse motrice.

À la fin, les valeurs RS, Z, T, SS et percentile seront obtenues pour chaque indice et chaque score enregistré. Vous pourrez enregistrer votre interprétation et vos observations dans les résultats du protocole

* Les résultats sont validés uniquement pour la population espagnole. Nous ajouterons progressivement de nouveaux groupes de population

3 Commencer l'évaluation

La supervision d'un professionnel est requise pendant l'exécution

En cliquant sur "**Ouvrir le test**", une fenêtre s'affiche avec le **nom du test** et la **fonction cognitive associée**. Dans cette fenêtre, la durée du test est également affichée. D'ici, vous pouvez télécharger le manuel technique (1) ou regarder la vidéo explicative des instructions (2).

Pour effectuer le test, cliquez sur « Commencer l'évaluation » (3) ou « Continuer l'évaluation » (4), si le protocole d'évaluation est actif.



Une supervision par un professionnel est requise pendant l'exécution.

Test d'évaluation

< Formulaire pré-évaluation



Évaluation de 'Agathe Nabet' avec 'Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)'

Veuillez compléter les questions suivantes. Cela nous aidera à fournir des indices fiables

1

Comment allez-vous interagir avec l'application pendant le test ?

N'utilisez pas de téléphone portable, de projecteurs ou d'écrans supérieurs à 27 pouces

☒ Avec clavier et souris

☐ Avec écran tactile

2

Humeur de l'utilisateur

Demandez à l'utilisateur d'évaluer son humeur sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 7 (très bonne)

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

Comment l'utilisateur a-t-il dormi cette nuit

Demandez à l'utilisateur d'évaluer la qualité de son sommeil sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 7 (très bonne)

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7


3

Continuer

Avant de commencer le test sélectionné, un formulaire préalable à l'évaluation apparaît.

Dans ce formulaire, sélectionnez **comment vous allez interagir avec l'application pendant le test** (1). Sur les échelles de 1 (très mauvais) à 7 (très bien), indiquez **l'humeur de l'utilisateur et comment il a dormi cette nuit** (2). Une fois toutes les réponses sélectionnées, appuyez sur le bouton **"Continuer"** (3).

Test d'évaluation



Ensuite, l'écran affiche les informations du test correspondant. Une fois les instructions lues, appuyez sur le bouton **"Commencer"** (1).

Dans l'écran suivant, les instructions du test et le bouton **"Pratiquer"** (2) apparaissent.. Cela permet à l'utilisateur de s'entraîner avant de commencer le test.

Une fois l'exercice terminé, l'écran d'instructions réapparaît.. De là, vous pouvez vous entraîner à nouveau en cliquant sur **"Pratiquer"** (3) ou commencer le test en cliquant sur **"Commencer"** (4).

Test d'évaluation

The image shows two parts of a user interface. The top part is a completion screen with a green checkmark icon, the text "Très bien !" in green, and "Vous avez terminé." Below this is a button labeled "Continuer" which is highlighted with an orange box and a circled number "1". An orange line connects this button to the bottom part of the image, which is a "Formulaire post-évaluation". This form has a title "Évaluation de 'Agathe Nabet' avec 'Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)'" and a subtitle "Veuillez compléter les questions suivantes. Cela nous aidera à fournir des indices fiables". It contains two questions, each with a scale from 1 to 7. The first question is "Comment pensez-vous avoir réalisé le test ?" with a subtitle "Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa performance subjective sur une échelle de 1 (très mauvaise performance) à 7 (excellente performance)". The second question is "À quel point êtes-vous fatigué(e) ?" with a subtitle "Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa sensation de fatigue sur une échelle de 1 (extrêmement fatigué) à 7 (pas du tout fatigué)". Both scales have the number 4 selected, indicated by a checkmark. At the bottom of the form is a large blue button labeled "Continuer", which is highlighted with an orange box and a circled number "2".

Très bien !
Vous avez terminé.

1 Continuer

Formulaire post-évaluation

Évaluation de 'Agathe Nabet' avec 'Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)'
Veuillez compléter les questions suivantes. Cela nous aidera à fournir des indices fiables

Comment pensez-vous avoir réalisé le test ?
Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa performance subjective sur une échelle de 1 (très mauvaise performance) à 7 (excellente performance)

1 2 3 4 5 6 7

À quel point êtes-vous fatigué(e) ?
Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa sensation de fatigue sur une échelle de 1 (extrêmement fatigué) à 7 (pas du tout fatigué)

1 2 3 4 5 6 7

2 Continuer

Une fois le test terminé, un écran de clôture apparaît.
Appuyez sur le bouton **"Continuer"** (1).

En appuyant sur ce bouton, un formulaire post-évaluation apparaît, contenant des questions similaires à celles du formulaire précédent.

Sur une échelle de 1 (très mauvais) à 7 (très bien), indique comment tu penses que l'utilisateur a réalisé le test et son niveau de fatigue. Une fois toutes les réponses sélectionnées, cliquez sur le bouton **"Continuer"** (2).

5. Batteries d'évaluation



Batteries d'évaluation

The screenshot displays the 'Évaluation' (Evaluation) section of the neuronUP platform. The interface includes a top navigation bar with 'Zone de travail', 'Gestion des utilisateurs', 'Académie', and 'Administration'. A user profile 'Agathe Nabet' is logged in. The main content area is titled 'Batteries d'évaluation' and features three highlighted battery cards:

- SPAIIn (Speed of Processing Assessment Instrument)**: M. travail, V. traitement, A. sélective. Batterie composée de 10 tâches de temps de réaction visant à évaluer la vitesse de traitement de l'information et l'efficacité cognitive. Inclut des mesures telles que le temps de réponse moyen,...
- Batterie de Vitesse Perceptivo-Motrice (SPAIIn-VPM)**: V. traitement, A. soutenue, A. sélective. Batterie composée de 3 tâches destinées à évaluer la vitesse motrice et perceptive. Mesure la rapidité à percevoir des stimuli et à produire des réponses motrices. Analyse les temps...
- Batterie de Mémoire de Travail (SPAIIn-MT)**: M. travail, V. traitement, Relation spatiale. Batterie composée de 4 tâches évaluant la mémoire de travail verbale et spatiale. Évalue la capacité à retenir, manipuler et actualiser l'information en temps...

Below the batteries, there is a section for 'Tests d'évaluation' with several individual test cards, including 'Test de vitesse motrice', 'Test de vitesse perceptivo-motrice', 'Test de vitesse de sélection de réponse', 'Test Go-No Go (SART)', and 'Test de recherche visuelle'.

Les **batteries** sont des regroupements prédéfinis de tests qui servent de guide pour la réalisation de batteries d'évaluation.




Les batteries d'évaluation doivent être réalisées sous la supervision d'un professionnel.

N'oubliez pas de vérifier que la batterie est adaptée à votre utilisateur.

Batteries d'évaluation

1. DÉMARRER LA BATTERIE D'ÉVALUATION



Pour démarrer une batterie de tests, sélectionnez un **utilisateur dans la liste** (1). Sans utilisateur sélectionné, il n'est pas possible de commencer le protocole d'évaluation.

Une fois l'utilisateur sélectionné, la plateforme d'évaluation s'ouvre.

Dans la section « **Batteries d'évaluation** » (2), cliquez sur le bouton « **Ouvrir la batterie** » (3) afin de sélectionner la batterie avec laquelle vous souhaitez travailler.

Les batteries apparaissent par défaut dans un ordre prédéfini, mais le professionnel peut choisir un autre ordre d'administration des tests en fonction des besoins de l'utilisateur pour lequel le protocole d'évaluation est réalisé.

Batteries d'évaluation

1. DÉMARRER LA BATTERIE D'ÉVALUATION

neuronUP

Área de trabajo Gestión de usuarios Academy Administración

André Ferreira Evaluación GRATIS POR TIEMPO LIMITADO

Baterías de evaluación

Periáñez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M.
Batería General SPAn (Speed of Processing Assessment Instrument)
El testado, el procesamiento, la selección.
Conjunto de 10 tareas de tiempos de reacción dirigidas a evaluar la velocidad de procesamiento y la eficiencia cognitiva. Incluye medidas de tiempo medio de respuesta...

Periáñez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M.
Batería de Velocidad Perceptivo-Motora (SPAn-VPM)
El procesamiento, la selección, la respuesta.
Conjunto de 3 tareas enfocadas en la evaluación de la velocidad perceptiva y motora. Mide la rapidez para percibir estímulos y emitir respuestas motoras. Analiza tiempos de reacción, fatiga...

Periáñez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M.
Batería de Memoria Operativa (SPAn-MO)
El testado, el procesamiento, la selección, la respuesta.
Conjunto de 4 tareas que evalúan la memoria de trabajo verbal y espacial. Valora la capacidad para retener, manipular y actualizar información en tiempo real. Incluye métricas de...

Tests de evaluación

Test de velocidad motora (Finger Tapping)
El procesamiento.
Esta prueba está inspirada en la tarea de Finger Tapping descrita por Strauss, Sherman y Spies (2006). Se prevén 10 ensayos, 5 con cada mano, y quedará registrado en el protocolo inicial cuál es la mano...

Test de velocidad perceptivo-motora (Tiempo de reacción simple)
El procesamiento.
Tarea inspirada en las clásicas tareas de TR Simple (p.ej. Recker, Tombaugh, Walker & Freedman, 2007), consiste en dar respuesta a un estímulo lo más rápido posible. Se utiliza como medida de los...

Test de velocidad selección de respuesta
El procesamiento.
Elección de C. Christodoulou (2003), consiste en dar respuesta a un estímulo lo más rápido posible. Se utiliza como medida de los...

Desarrollado por: Periáñez, J., Lubrini, G. y Ríos-Lago, M. En colaboración con: UNED, UCM

SPAn (Speed of Processing Assessment Instrument)

M. trabajo V. tratamiento A. selectiva

Duración: 30 mins y 20 segundos

Télecharger le manuel technique

Batería compuesta de 10 tareas de tiempos de reacción visando evaluar la velocidad de procesamiento de la información y la eficacia cognitiva. Incluye medidas tales que el tiempo de respuesta medio, el compromiso velocidad-precisión y el costo de redemarraje.

Al final, los valores RS, Z, T, SS y percentil serán obtenidos para cada índice y cada puntuación registrada. Usted podrá registrar su interpretación y sus observaciones en los resultados del protocolo

* Los resultados son válidos únicamente para la población española. No añadiremos progresivamente de nuevos grupos de población

La supervisión de un profesional es requerida durante la ejecución

Continuar la evaluación

Una fois le bouton « Ouvrir la batterie » (1) sélectionné, un menu déroulant apparaît avec la description de la batterie. Le bouton « **Télécharger le manuel technique** » (2) permet de télécharger le manuel technique, destiné à la définition et à l'utilisation des tests, ainsi que l'index de chacun d'entre eux.

Une fois le manuel technique téléchargé, cliquez sur le bouton « **Commencer l'évaluation** » (3) pour lancer le protocole d'évaluation.

Les résultats de ces évaluations sont validés uniquement pour la population espagnole. De nouveaux groupes de population seront intégrés progressivement.



Il est recommandé d'étudier le manuel technique avant de commencer toute batterie, protocole ou test..

Batteries d'évaluation

1. DÉMARRER LA BATTERIE D'ÉVALUATION

< Contenu de la batterie X

SPAI (Speed of Processing Assessment Instrument)
Pour une évaluation précise, il est recommandé de suivre l'ordre des tests. En omettre un peut affecter les indices générés
30 mins et 20 secondes

Choisissez le test par lequel vous souhaitez continuer

Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)
1 min et 50 secondes 2 sous-tests ✓ Terminé

✓ **Test de vitesse perceptivo-motrice (Temps de réaction simple)**
3 mins

Test Go-No Go (SART)
1 min et 30 secondes

Test de vitesse de sélection de réponse
2 mins

Test de recherche visuelle avec interférence
4 mins

Test de mémoire de travail verbale 1-back
2 mins et 30 secondes


Continuer

Un deuxième écran s'affiche avec le contenu de la batterie.

Sur cet écran, **sélectionnez le test avec lequel vous souhaitez commencer le protocole d'évaluation**. Il est possible de choisir n'importe quel test figurant dans la liste des tests d'évaluation.


Depuis ce même écran, il est possible de **supprimer les tests que vous ne souhaitez pas réaliser** dans ce protocole d'évaluation (1).

Une fois le test initial sélectionné, cliquez sur le bouton « **Continuer** » (2).



Batteries d'évaluation

2. FORMULAIRE PRÉALABLE À L'ÉVALUATION



← Formulaire pré-évaluation

Évaluation de 'Agathe Nabet' avec 'Test de vitesse perceptivo-motrice (Temps de réaction simple)'

Veuillez compléter les questions suivantes. Cela nous aidera à fournir des indices fiables

1 Comment allez-vous interagir avec l'application pendant le test ?
N'utilisez pas de téléphone portable, de projecteurs ou d'écrans supérieurs à 27 pouces

✓ Avec clavier et souris Avec écran tactile

2 Humeur de l'utilisateur
Demandez à l'utilisateur d'évaluer son humeur sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 7 (très bonne)

1 2 3 4 5 6 7

Comment l'utilisateur a-t-il dormi cette nuit
Demandez à l'utilisateur d'évaluer la qualité de son sommeil sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 7 (très bonne)

1 2 3 4 5 6 7

3 Continuer

Avant de commencer le test sélectionné, un formulaire préalable à l'évaluation s'affiche.


Dans ce formulaire, il est demandé :

- **comment l'interaction avec l'application se fera pendant le test (1),**
- Sur des échelles de 1 (très mal) à 7 (très bien), **d'indiquer l'état émotionnel** de l'utilisateur ainsi que la **qualité de son sommeil la nuit précédente (2).**

Une fois toutes les réponses sélectionnées, cliquez sur le bouton « Continuer » (3).

Batteries d'évaluation

TEST DANS LA BATTERIE D'ÉVALUATION<




Au début d'un test, l'écran avec les informations du test correspondant apparaît. Une fois les instructions lues, appuyez sur le bouton **"Commencer"** (1).

Dans l'écran suivant, les instructions du test et le bouton **"Pratiquer"** (2) apparaissent. Cela permet à l'utilisateur de s'entraîner avant de commencer le test.

Une fois l'exercice terminé, l'écran d'instructions réapparaît. De là, vous pouvez vous entraîner à nouveau en cliquant sur **"Pratiquer"** ou commencer le test en cliquant sur **"Commencer"** (3).


Batteries d'évaluation

TEST DANS LA BATTERIE D'ÉVALUATION<



4

Paramètres d'accessibilité



Dans le cadre d'un test

Accédez au menu en appuyant sur le bouton en bas à gauche. Il existe différentes options disponibles :

- **Plein écran (1).**
- **Son de l'activité (2).**
- **Tableau blanc (3) :** cette option permet de dessiner sur le test comme sur un tableau blanc afin que vous puissiez renforcer l'explication pour votre utilisateur.
- **Paramètres d'accessibilité (4):**

Options de couleur : si votre utilisateur en a besoin, vous pouvez ajuster le contraste, la saturation et la luminosité.

Options de curseur, vous pouvez modifier la taille, mettre le curseur en contraste élevé et désactiver le curseur NeuronUP pour utiliser celui par défaut de votre système.

Batteries d'évaluation

TEST DANS LA BATTERIE D'ÉVALUATION

The image shows two parts of a software interface. The top part is a completion screen with a green checkmark icon, the text "Très bien !" in green, and "Vous avez terminé." below it. A button labeled "Continuer" is highlighted with an orange box and a circled "1". The bottom part is a "Formulaire post-évaluation" (Post-evaluation form). It has a title bar and a header section with a user icon, the text "Évaluation de 'Agathe Nabet' avec 'Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)'" and a subtext "Veuillez compléter les questions suivantes. Cela nous aidera à fournir des indices fiables". The first question is "Comment pensez-vous avoir réalisé le test ?" with a subtext "Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa performance subjective sur une échelle de 1 (très mauvaise performance) à 7 (excellente performance)". It has a row of seven radio buttons, with the fourth button (labeled "4") selected and marked with a checkmark. The second question is "À quel point êtes-vous fatigué(e) ?" with a subtext "Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa sensation de fatigue sur une échelle de 1 (extrêmement fatigué) à 7 (pas du tout fatigué)". It also has a row of seven radio buttons, with the fourth button (labeled "4") selected and marked with a checkmark. At the bottom of the form, a large blue button labeled "Continuer" is highlighted with an orange box and a circled "2".

Très bien !
Vous avez terminé.

1 Continuer

Formulaire post-évaluation

Évaluation de 'Agathe Nabet' avec 'Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)'
Veuillez compléter les questions suivantes. Cela nous aidera à fournir des indices fiables

Comment pensez-vous avoir réalisé le test ?
Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa performance subjective sur une échelle de 1 (très mauvaise performance) à 7 (excellente performance)

1 2 3 4 5 6 7

À quel point êtes-vous fatigué(e) ?
Demandez à l'utilisateur d'évaluer sa sensation de fatigue sur une échelle de 1 (extrêmement fatigué) à 7 (pas du tout fatigué)

1 2 3 4 5 6 7

2 Continuer

Une fois le test terminé, un écran de clôture s'affiche. Cliquez sur le bouton « **Continuer** » (1).

En cliquant sur ce bouton, un formulaire postérieur à l'évaluation apparaît, avec des questions similaires à celles du formulaire préalable.

Sur des échelles de 1 (très mal) à 7 (très bien), évaluez la manière dont vous estimez que l'utilisateur a réalisé le test ainsi que son niveau de fatigue.

Une fois toutes les réponses sélectionnées, cliquez sur le bouton « **Continuer** » (2).

Batteries d'évaluation

À la fin d'un test de batterie, la liste des tests inclus dans ce protocole d'évaluation réapparaît. Dans cette liste, vous pouvez continuer l'évaluation dans l'ordre établi ou sélectionner le test que vous souhaitez appliquer ensuite.

En bas, vous pouvez choisir entre **"Continuer l'évaluation"** (2), pour continuer à travailler avec le protocole, ou **"Retourner à la liste des évaluations"** (3), pour revenir à l'écran initial avec tous les tests et évaluations.

Contenu de la batterie

SPAIn (Speed of Processing Assessment Instrument)
Pour une évaluation précise, il est recommandé de suivre l'ordre des tests. En omettre un peut affecter les indices générés
30 mins et 20 secondes

Choisissez le test par lequel vous souhaitez continuer

Test de vitesse motrice (Tapping des doigts)
1 min et 50 secondes 2 sous-tests

✓ Test de vitesse perceptivo-motrice (Temps de réaction simple)
3 mins

Test Go-No Go (SART)
1 min et 30 secondes

Test de vitesse de sélection de réponse
2 mins

Test de recherche visuelle avec interférence
4 mins

Test de mémoire de travail verbale 1-back
2 mins et 30 secondes

Continuer

▶ Continuer l'évaluation

2 Retour à la liste des évaluations

49

Batteries d'évaluation

Protocole d'évaluation actif
Depuis 14 janvier 2026
Démarré par: Agathe Nabet
👁 Tests à compléter: 9

1
📊 Voir les résultats

2
📄 Nouveau rapport

3
🛑 Terminer l'évaluation


4
▶ Continuer l'évaluation

Si vous revenez à l'écran initial, une bannière apparaît en haut de l'écran avec le protocole en cours à ce moment-là.

Depuis cet encadré, vous pouvez :

- **Voir les résultats** (2)
- Créer un **nouveau rapport** (3)
- **Finaliser l'évaluation** (4)
- **Poursuivre** l'évaluation (5)

Dans cette section sont également indiqués la date de début du protocole, la personne qui l'a initié ainsi que le nombre de tests restant à réaliser pour finaliser le protocole actif.



Batteries d'évaluation

Protocole d'évaluation actif
 Depuis 14 janvier 2026
 Démarré par: Agathe Nabet

1 Voir les résultats Nouveau rapport Terminer l'évaluation Continuer l'évaluation

Tests à compléter: 9

Résultats de l'évaluation **Protocole actif**

Résultat du protocole d'évaluation de 'Manuel Garcia'
 Depuis 3 févr. 2026, 11:50:35
 Démarré par: Carmen -
 1 tests terminés

Test Go-No Go (SART)
 Date: 3 févr. 2026, 11:50:35

Score	RS	Z	T	SS	PR
Réussites	0	-3.5	15	1	5
Omissions	45	-3.5	15	1	5
Faux alarmes	0	3	80	19	99
Nombre de TR réponses correctes	0	0	50	10	49

2 Interprétation des scores

3 Formulaire pré-évaluation
 Comment allez-vous interagir avec l'application pendant le test ? Avec clavier et souris
 Humeur de l'utilisateur 4 / 7
 Comment l'utilisateur a-t-il dormi cette nuit 4 / 7
 Formulaire post-évaluation

4 Observations de l'évaluation

5 Générer une interprétation avec +:AI

6 Continuer Nouveau rapport

Les résultats de ce test et leur interprétation par l'IA ont une valeur exclusivement exploratoire et visent à faciliter la recherche et la réflexion professionnelle. Ils ne constituent pas un diagnostic et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour une intervention clinique

En cliquant sur le bouton « **Voir les résultats** » (1), vous pouvez consulter les résultats des tests effectués jusqu'à ce moment-là dans le protocole d'évaluation actif.

Dans le bouton "**Interprétation des scores**" (2), vous pouvez télécharger un document pdf d'aide pour interpréter les résultats de ce test en particulier. Dans cette section, vous pouvez également consulter les **réponses du formulaire préalable et du formulaire postérieur à l'évaluation.** (3)

Dans la section "**Observations de l'évaluation**" (4), vous pouvez saisir les informations nécessaires concernant l'évaluation. Depuis cette section, il est également possible de générer une **interprétation automatique grâce à l'IA.** (5)

Depuis cet écran, vous pouvez appuyer sur "**Continuer**" ou "**Créer un nouveau rapport**" (6).

Pour plus d'informations sur la création d'un rapport, consultez le point '7. Rapports



Les résultats de ce test ont une valeur exclusivement exploratoire et sont destinés à la recherche et à la réflexion professionnelle. Ils ne constituent pas un diagnostic et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour une intervention clinique.

Protocole d'évaluation

The screenshot shows the 'Protocole d'évaluation actif' interface. It includes a top navigation bar with buttons like 'Voir les résultats', 'Nouveau rapport', 'Terminer l'évaluation', and 'Continuer l'évaluation'. A sidebar on the left lists 'Tests d'évaluation' such as 'Test Bref d'Attention Auditive', 'Test des Pistes de Couleurs', 'Test d'Attention Continue (CPT)', 'Test de Stroop', and 'Test du signal d'arrêt'. A central area displays 'Contenu du protocole d'évaluation' with a list of tests: 'Torre de Hanói' (9 mins, 4 sous-tests), 'Test de Stroop' (3 mins), 'Teste Go-No Go (SART)' (1 min et 30 secondes, marked 'Terminé'), and 'Teste de Atenção Contínua (CPT)' (15 mins). A 'Continuer' button is at the bottom.

Numbered callouts on the interface:

- 1: 'Ouvrir le test' button in the sidebar.
- 2: 'Tests à compléter: 3' indicator in the top bar.
- 3: 'Test dans un protocole actif' label on a test card.
- 4: 'Continuer l'évaluation' button in the top bar.
- 5: 'Continuer' button at the bottom of the protocol content window.

Depuis la section « Test d'évaluation », il est possible d'ajouter des tests et de créer **un protocole d'évaluation personnalisé** :

En appuyant sur le bouton « + » (1), le test sélectionné est automatiquement ajouté au protocole d'évaluation actif.

En appuyant en haut de l'écran, où apparaît le texte « **Tests à compléter** » (2), on accède à la liste des tests du protocole.

- Depuis cette liste, il est possible de :
 - Sélectionner le test avec lequel poursuivre le protocole.
 - Supprimer des tests du protocole.
- Les tests déjà inclus dans le protocole actif sont identifiés par le texte « **Test dans le protocole actif** » (3).

Le protocole d'évaluation peut être démarré de deux façons :

- En appuyant sur le bouton « **Continuer l'évaluation** » (4).
- Depuis la section « **Tests à compléter** », en appuyant sur le bouton « **Continuer** » (5).

6. Résultats



Résultats

Pour voir les résultats de l'évaluation*, accédez à « **Gestion des utilisateurs** » (1) et sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez consulter les résultats (2).

Une fois dans le profil, faites défiler jusqu'à la section "**Résultats de l'évaluation**" (3). Dans cette section, les résultats de chacune des batteries et des tests effectués sont présentés. Pour y accéder, cliquez sur "**Voir les résultats**" (4). Depuis cet écran, il est possible d'effacer les résultats (5) et de générer des rapports (6).

Pour voir comment créer un rapport standard, consultez la section 5 "**Rapports**".

Chaque test est accompagné d'un manuel d'aide pour l'interprétation des indices et des résultats obtenus.



La batterie ne s'évalue pas d'elle-même, c'est le professionnel qui, à partir de son jugement clinique, réalise l'interprétation et prend les décisions.

Ces outils sont à la disposition du professionnel pour soutenir l'évaluation et faciliter des interprétations appropriées basées sur ses connaissances.

7.Rapports



Rapports

1

2

Usuarios

Buscar usuario

Ver usuarios: Todos

Usuarios con los que trabajo

- André Ferreira
- Daniela Cruz
- Julen López
- Manuel Sánchez
- María Hernández
- Sofía Romero

Resultados de evaluación

Desde 8/1/26
Protocolo activo

Protocolo de evaluación 1
1 test terminado

Desde 8/1/26 hasta 8/1/26
Protocolo de evaluación 2
1 test terminado

Desde 7/1/26 hasta 8/1/26
Protocolo de evaluación 3
1 test terminado

Desde 14/10/25 hasta 17/11/25
Protocolo de evaluación 4
1 test terminado

Ver resultados

Ver resultados

Ver resultados

Ver resultados

Informes 0/5

2

Nuevo informe

Tratamientos

Une fois le protocole d'évaluation terminé, le professionnel peut accéder au rapport depuis le profil de l'utilisateur dans le module **"Gestion des utilisateurs"** (1).

Sélectionnez un utilisateur dans la liste (2).

Cliquez sur **"Générer des rapports"** (3). Les étapes sont les mêmes que celles expliquées précédemment à partir du point **"Rapports"**.

Si le protocole d'évaluation est actif, le rapport peut être généré depuis le cadre supérieur de la plateforme, en cliquant sur **"Nouveau rapport"** (4).



La batterie ne s'évalue pas d'elle-même, c'est le professionnel qui, à partir de son jugement clinique, réalise l'interprétation et prend les décisions.

Ces outils sont à la disposition du professionnel pour soutenir l'évaluation et faciliter des interprétations appropriées basées sur ses connaissances.

Protocole d'évaluation actif

Depuis 14 janvier 2026
Démarré par: Agathe Nabet

Tests à compléter: 9

Voir les résultats

4

Nouveau rapport

Terminer l'évaluation

Continuer l'évaluation

Rapports

Nouveau rapport

1 Anamnèse — 2 Contenu — 3 Fonctions — 4 Conclusions

Informations générales:

1 Date du rapport
16/01/2026

Agathe Nabet

2 Nom du rapport*

Attribuez un nom descriptif au fichier PDF pour identifier facilement son contenu à l'avenir.

3 Anamnèse*

Ajoutez une brève introduction avec les informations pertinentes ou l'objectif du rapport.

5 Continuer

En cliquant sur "**nouveau rapport**", une boîte s'affiche pour ajouter les informations de base, **telles que la date du rapport (1), le nom du rapport (2) et l'anamnèse (3).**

Des informations supplémentaires peuvent être incluses, telles que les outils utilisés et **les observations (4).**

Une fois les informations complétées, appuyez sur "**continuer**" (5).

4 Informations complémentaires:

Titre des observations

Outils utilisés

Observations

Rapports

Nouveau rapport X<

1 Anamnèse — 2 Contenu — 3 Fonctions — 4 Conclusions

Informations NeuronUP du rapport:

Informations requises

☒ Informations importantes

☒ Diagnostic

Résultats de l'évaluation:

1 Choisissez les résultats des protocoles d'évaluation que vous souhaitez inclure dans le rapport

Depuis 14/01/2026 Protocole actif

☐ Protocole d'évaluation 1
1 test terminé

Voir les résultats

Résultats de l'évaluation:

2 Intervalle: Les 3 derniers mois

3 Regroupement: Jour

4 Nombre d'activités travaillées, jours travaillés, heures travaillées

5 Afficher l'impact des fonctions cognitives sur le score

6 Traitements

7 Inclure des activités suggérées

Continuer

Dans la section II comprend les traitements (6)., sélectionnez les résultats des protocoles que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Cochez dans la case la case du protocole ou du test que vous **souhaitez ajouter** (1). Dans cette section, vous pouvez également consulter les résultats de ce protocole d'évaluation.

On peut également inclure les résultats de la rééducation. Pour cela :

- **Sélectionnez l'intervalle** (2) et le **regroupement** (3).
- Indiquez si vous souhaitez afficher le nombre d'activités travaillées, de jours travaillés et **d'heures travaillées** (4). Activez l'option pour afficher **l'impact des fonctions cognitives sur le score** (5).
- Il comprend les **traitements** (6).
- Incluez les activités recommandées (7).

Rapports

Nouveau rapport

1 Anamnèse 2 Contenu 3 Fonctions 4 Conclusions

Fonctions cognitives travaillées :

Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez analyser pour qu'elles apparaissent dans le rapport

Général ☒ Inclure dans le rapport Score de Général: 10 ^

16/10/2025 20/10/2025 13/11/2025 27/11/2025 11/12/2025 25/12/2025 08/01/2026

Analyse

2 ☒ Inclure en el informe

V. procesamiento ☒ Inclure en el informe Score de V. procesamiento: 13 v

Orientación ☒ Inclure en el informe Score de Orientación: 50 v

Atención ☒ Inclure en el informe Score de Atención: 12 v

Memoria ☒ Inclure en el informe Score de Memoria: 20 v

Continuar

Nouveau rapport

1 Anamnèse 2 Contenu 3 Fonctions 4 Conclusions

Conclusions:

Utilisez ce champ pour noter tout élément que vous jugez intéressant ; observations, commentaires, analyses sur l'évolution de l'utilisateur ou interprétation et recommandations.

4 Titre des conclusions

Orientations thérapeutiques

5 Conclusions du rapport

6 Générer des conclusions avec *AI PRO

7 Générer un rapport

Dans la section des fonctions, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez analyser afin qu'elles apparaissent dans le rapport.

Dans le cadre **d'analyse** (1), vous pouvez ajouter une analyse et choisir si vous souhaitez l'inclure dans le **rapport** (2).

Dans la section « **Conclusions** » (3), consignez tout élément présentant un intérêt : observations, commentaires, analyses sur l'évaluation de l'utilisateur, interprétation et recommandations.

Pour ce faire, **ajoutez un titre** (4) et complétez les **conclusions** (5).

Vous pouvez également générer des conclusions à l'aide de l'IA en cliquant sur le **bouton correspondant** (6).

Une fois toutes les sections complétées, cliquez sur le bouton « **Générer le rapport** » (7) afin de créer le rapport.

8. Ressources de soutien



Ressources d'appui

Centre d'aide – documentation sous différents formats pour vous aider à connaître la plateforme en profondeur :

<https://neuronup.fr/centre-daide-neuronup>

FAQs – consultation des questions fréquentes mises à jour :

<https://neuronup.com/fr/faq-questions-frequentes/>

Ressources pour les professionnels – contenu pour encourager l'utilisation de NeuronUP : présentations, images, rappels pour vos utilisateurs, logo NeuronUP pour partager sur votre site, cas d'usage...

<https://neuronup.com/fr/>

Newsletter – e-mail hebdomadaire contenant actualités, ressources, cas cliniques, webinaires et formations, etc.

<https://neuronup.com/newsletter/>

NeuronUP Talks – podcast destiné aux professionnels :

<https://neuronup.com/podcast-neuronup-talks/>

NeuronUP Academy – académie de formation en neuroréhabilitation :

<https://neuronup.com/neuronup-academy/>

NeuronUP Labs – outils pour chercheurs :

<https://neuronup.com/neuronup-labs/>

