


HANDBUCH


MIT PROGRAMMEN ARBEITEN



Ein Programm umfasst eine Reihe von Sitzungen.


Das Erstellen von Programmen ermöglicht Ihnen, Ihre Arbeit Monate im Voraus in nur wenigen Minuten zu planen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert:

1. Klicken Sie auf "Digitale Programme"




Klicken Sie auf "Programme" und dann auf "Digitale Programme" auf der linken Seite des Bildschirms.

2. Klicken Sie auf "Neues digitales Programm"



Nachdem Sie auf "Neues digitales Programm" geklickt haben, öffnet sich das folgende Fenster.



3. Fügen Sie die grundlegenden Informationen hinzu

3. Klicken Sie auf "Erstellen".

1. Benennen Sie Ihr Programm.
2. Wählen Sie ein Symbol und eine Farbe aus.

Optional:

- Klicken Sie auf "Erweiterte Optionen".
- Legen Sie fest wie viele Tage die Patient:innen Zeit haben, um die Sitzungen durchzuführen und wie viele freie Tage sie zwischen den Sitzungen haben.
- Fügen Sie **Stichwörter** hinzu, um die erstellten Programme schneller zu finden.
- Fügen Sie eine **Beschreibung** hinzu.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die **erweiterten Optionen**.

4. Sitzungen hinzufügen

Nachdem Sie das Programm erstellt haben, können Sie nun die gewünschten Sitzungen hinzufügen.

5. Das Programm speichern

Arbeitsbereich / Digitale Programme

Digitale Programme

Suche: Programm suchen

Programme der Einrichtung... 1 / 1

Letzter Monat | Von mir erstellt

Fachkraft	Maßnahmen	Anzeigen	Bearbeiten	Duplizieren	Hinzufügen
nd Gedächtnis - Frau Müller	Test NeuronUP	Anzeigen	Bearbeiten	Duplizieren	Hinzufügen
	Test NeuronUP	Anzeigen	Bearbeiten	Duplizieren	Hinzufügen

Beenden

Nachdem Sie das Programm erstellt haben, klicken Sie auf **“Beenden”** unten rechts um das Programm zu speichern.

Sie können jederzeit Änderungen vornehmen.

6. Das Programm zuweisen

Arbeitsbereich / Digitale Programme

Digitale Programme

Suche: Programm suchen

Programme der Einrichtung... 1 / 1

Letzter Monat | Von mir erstellt

Programm für Frau Müller

Zuweisen | Anzeigen | Bearbeiten | Duplizieren | Löschen

Klicken Sie auf das Programm und wählen Sie **“Zuweisen”** aus oder ziehen Sie das Programm in das gewünschte Datum im Kalender.

Wählen Sie einen Tag

Anfangsdatum * 5.3.2024

Zeit, um die einzelnen Sitzun... 3 Tage

Freie Tage zwischen den Sitz... 1 Tag

Programm für zu Hause NEIN

Zugeordnet zu:

Theresa Müller


Wählen Sie einen oder mehrere Patienten aus, um ihnen das Programm zuzuweisen.*

**Siehe Handbuch “Mit mehreren Patient:innen gleichzeitig arbeiten.”*

Aktivieren Sie **“Programm für zu Hause”**, wenn Sie mit den Patienten remote arbeiten möchten.*

**Siehe Handbuch NeuronUP2GO*


7. Das Programm starten



Um ein Programm zu starten, muss es einem Patienten zugewiesen sein und innerhalb eines aktuellen Zeitraumes liegen.

Klicken Sie auf "Start".

8. Verfolgen Sie den Fortschritt des Programms



Sobald das Programm gestartet wurde, können Sie den Fortschritt anhand der Anzeige im Kalender verfolgen.

Kalenderansicht / Terminplanansicht

Sie können Ihre Programme in der Kalenderansicht (links) oder Terminplanansicht (rechts) ansehen und verwalten.

