

MANUALE

LAVORARE IN GRUPPO






Con NeuronUP è possibile far lavorare gli utenti in gruppo.

Per farlo, utilizza un unico dispositivo (computer, tablet, proiettore o LIM, a seconda del numero di utenti).


1. Crea un profilo utente per lavorare in gruppo

È importante creare un profilo specifico per il lavoro di gruppo, in modo che i risultati del paziente non vengano distorti al momento della loro registrazione.

1. A tal fine, accedi a "Gestione dei pazienti".



2. Clicca su "Nuovo paziente", in alto a destra.



2. Compila i dati del profilo

Nuovo paziente

1 Informazioni di base 2 Diagnosi Opzionale 3 Informazioni rilevanti Opzionale

Nome: Gruppo
Cognome: 3

Carica una foto o seleziona un'immagine predefinita

Carica immagine

Continua

È possibile inserire il nome che si ritiene più appropriato per il profilo del gruppo di lavoro.




Nell'esempio seguente, abbiamo messo "Gruppo" come nome e "3" come cognome.

3. Assegna la seduta a un gruppo di lavoro

Clicca su "Sedute digitali".

Scegli una seduta e fai clic su di essa o trascinala nella data in cui vuoi assegnarla.

Scegli l'utente chiamato "Gruppo 3" e fai clic su "Assegna seduta".



Una volta che il dispositivo di lavoro e gli utenti sono pronti a lavorare insieme, fai clic sulla seduta e poi su "Inizia".