


MANUALE

CREARE E UTILIZZARE
UN PROFILO UTENTE




Scegli come chiamare i tuoi utenti: paziente/ utente/ studente

Prima di iniziare, è bene sapere che ora è possibile decidere come chiamare i propri utenti sulla piattaforma: pazienti, utenti o alunni. Ecco come fare:




Clicca sulla voce "Amministrazione", nella parte superiore dello schermo.



Clicca su "Centro/Azienda".

Clicca su "Modifica informazioni rilevanti".




Clicca su "Come vuoi chiamare i tuoi utenti?" e seleziona l'opzione desiderata: utente, paziente o studente.

Non dimenticare di cliccare su "Salva" in basso.

Ora vedremo come creare un profilo paziente (in questo tutorial utilizzeremo il termine "paziente"). La creazione di un profilo paziente è essenziale: servirà per assegnare le sedute di lavoro e tenere traccia dei relativi risultati.

1. Clicca su "Gestione dei pazienti"



Per iniziare, clicca su "Gestione dei pazienti" nella parte superiore dello schermo.

2. Clicca su "Nuovo paziente"




Clicca quindi su "Nuovo paziente", sul lato destro dello schermo.

1. Inserisci il **nome** e il **cognome** del tuo paziente.
2. Carica una foto del tuo paziente o scegli un avatar, poi clicca "Continua".
3. Inserisci, se vuoi, **diagnosi** e informazioni rilevanti.
4. Clicca su "Fine".


Se desideri creare un profilo per lavorare con un gruppo, scrivi ad esempio "Gruppo" nel nome e un numero nel cognome, ad esempio "1".

**Consulta il Manuale per lavorare in gruppo.*



3. Compilare il profilo paziente

Clicca su "Modifica".



Una volta creato il proprio profilo, è possibile aggiungere tutte le informazioni desiderate: istruzione, storia lavorativa, diagnosi, ecc.

Inoltre, è possibile definire i professionisti che lavoreranno con questo paziente.

Questo è utile quando ci sono diversi professionisti che lavorano con lo stesso paziente.



Da questa schermata, nel riquadro blu, è possibile gestire anche i dati di accesso a NeuronUP2GO (accesso da remoto).

**Vedi il Manuale di NeuronUP2GO.*

4. Visualizza le sedute e i risultati degli utenti



Dal profilo dell'utente è possibile accedere alle sue sedute o ai suoi programmi, nonché visualizzare i suoi risultati.